



13 lat profesjonalnej fabryki!
10-letni złoty dostawca Alibaba!
5.0 wysoki punkt opinii Alibaba! Usługa ODM/OEM!



- >>Machine 14-inch large screen
- >>3000W machine power to ensure the treatment effect
- >>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment
- >>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths
- >>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode, również inna część ciała. Aby zapewnić bezpieczny parametr dla nowego operatora
- >> Long life time More than 40 millions shots

Złoty moduł diody laserowej, odporny na wysoką temperaturę.



>>Double filters to keep water quality

>>TEC cooling Air Cooling Water CoolingSemiconductor cooling
, utrzymuj temperaturę wody 26 °C-28 °C przez cały czas

>>24 hours continues work

>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode,

także inna część ciała. Aby zapewnić bezpieczeństwo
parametr dla nowego operatora

>> Long life time More than 40 millions shots

Złoty moduł diody laserowej, odporny na wysoką temperaturę.



Opis produktu



Uchwyt waży tylko 350g, co jest wygodne w leczeniu

>>12 pieces or 16 pieces Germany Dilas original laser bars,600/800W/1200W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment;

>>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment.

1) Ekran może dodać własne logo

2) ekran z 6 językami

3) różne części ciała do wyboru, jedno dotknięcie może rozpocząć leczenie!

CERTIFICATE

