

DIODE LASER



ICELLO



MLKJ to najlepsza komercyjna maszyna do depilacji laserowej.

Zgodnie z zasadą selektywnej fototermodynamiki długość fali, energię i szerokość impulsu lasera można odpowiednio dopasować, tak aby laser przeszedł od powierzchni skóry do mieszków włosowych. Energia świetlna jest pochłaniana i przekształcana w energię cieplną, która niszczy tkankę mieszków włosowych, uniemożliwiając włosom regenerację, dzięki czemu lasery MLKJ są bezbolesne i trwałe dzięki opatentowanej technologii.

Depilacja laserowa jest nieinwazyjną metodą leczenia, po zabiegu nie spowoduje specjalnych uszkodzeń otaczającej skóry, nie będzie miała wpływu na normalne życie i pracę.

Urządzenie z certyfikatem FDA i medycznym CE

3 w 1 - trzy technologie laserowe w jednym urządzeniu

Lasery aleksandrytowe, diodowe i Nd:YAG - leczą każdy rodzaj skóry

Łatwa obsługa

Istnieje możliwość szkolenia on-line

50 milionów strzałów na rękojeść!

Wyświetlacz uchwytu



1. Bez bólu. Końcówka rękojeści schładza się do -32 stopni Celsjusza, dzięki czemu zabieg jest komfortowy i skuteczny.

2. Podstawowe rezultaty leczenia. Trwałe rezultaty można uzyskać już po 2-3 sesjach zabiegowych

3. Praktycznie bezbolesny w kontakcie z szafirem, niezrównany komfort i bezpieczeństwo

4. Czubek twarzy zwiększa dostępność. Z łatwością leczy obszary, które zwykle są trudno dostępne, w tym uszy, nozdrza i glabella.



Cena depilatora laserowego 755/808/1064nm.

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths

>>America Imported Emitter, strong energy

>>10/12 pieces or 16 pieces Germany Dilas original laser bars, 1200W/1800W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body


Medical diode laser

50000000+shots
can treat 10000+clients

- *Not easy to be burned
- *Low maintenance cost
- *Stable quality



- >>1-10Hz fast frequency,faster, smooth and effective treatment
- >>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment
- >> Italy imported stainless water pump, it can keep machine working long time without stop. Make sure the heat were removed very quickly
- >>Double filters to keep water quality



The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



14-calowy ekran 4K, inteligentne wrażenia dotykowe

- * 6 stylów skóry do wyboru
- * Łatwe zapewnienie umiejętności operacyjnych / usług szkoleniowych
- * Bezpłatne logo i język można dostosować na ekranie



You'll get

Two major service guarantees
Worry-free after-sales

01 Professional after-sales group

24 hours offers the solution
Solve problems quickly with your active cooperation

02 Free maintenance

Warranty period, Send your replacement
parts for free

MLKJ

Producent narzędzi kosmetycznych od 15 lat z certyfikatem FDA, CE, ISO13485.
Zależy nam na tym, aby Twój biznes kosmetyczny był łatwiejszy!

Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search

Back To Search Results

Establishment:

WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:

[Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.](#)
Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: [10082104](#)

Official Correspondent:

Pingping Lv
Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:

Wen Xu
4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English



Authentication

FDA, NQA13485, CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

Zapraszamy na konsultację! Usługa online 7x24 godziny!