




GENES LASER

NEWEST COMING, FASTEST
STRONGEST, DOUBLE HAIR
REMOVAL SYSTEM

1200W + 1800W TITANIUM COMING

[VIEW MORE](#)

50% OFF

- * Laser diodowy o dużej mocy 1800 W z przyjemną technologią chłodzenia, do bezbolesnego usuwania włosów!
- * Laser diodowy umożliwia penetrację światła głębiej w skórę i jest bezpieczniejszy niż inne lasery. ponieważ może unikać pigmentu melaniny w naskórku skóry, możemy go używać do trwałego usuwania włosów wszystkich kolorowych włosów na wszystkich 6 rodzajach skóry.
- * Nadaje się do wszelkich niechcianych włosów na obszarach takich jak twarz, ramiona, pachy, klatka piersiowa, plecy, bikini, nogi... Ma również odnawianie skóry.
- * Częstotliwość 1-10hz. Leczenie szybko!!! Maszyna do szybkiego i trwałego usuwania włosów. Bezbolesny!!

Handle display

① Optional 12*24mm/12*36mm light spot size.

Different spot size meet different body parts hair removal needs .



*spot size : 12*24mm*



*spot size : 12*36mm*

② 10bars 1200w / 15bars 1800w. 10million—40million shots.

Effective for permanent hair removal

③ 755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.

Cooling effect

The handle has a cooling effect that improve treatment comfort.



*spot size : 12*24mm*



*spot size : 12*36mm*

Laser Waves łączy 755nm 808nm 1064nm, pasuje do wszystkich rodzajów skóry i włosów


755nm do depilacji białej skóry (cienkie/złote włosy).

808nm do usuwania żółtej (naturalnej) skóry


1064nm do usuwania włosów z czarnej skóry (czarnych włosów).

maszyna do depilacji laserem diodowym

working principle




755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808nm for yellow neutral skin (brown hair removal);




1064nm for black skin (black hair removal)



A natural




B energy absorbed by hair



C hair follicle died

working principle


Triple wavelength laser spots work together



Porównanie efektów przed i po

Scope of application

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



CE and TUV CERTIFICATE



**U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION**

[Home](#)
[Food](#)
[Drugs](#)
[Medical Devices](#)
[Radiation-Emitting Products](#)
[Vaccines & Blood](#)

510(k) Premarket Notification

[FDA Home](#)
[Medical Devices](#)
[Databases](#)



510(k) | Defenses | Registration & Listing | Adverse Events | Recall

CPR Title 21 | Radiation-Emitting Products | X-Ray Accessories

New Search

Device Classification Name	Crossed Laser Gun
510(k) Number	K09025
Device Name	Medical Grade Laser
Applicant	Wanfang Minghang No 13406, Young Street Zhongguo, CN 261000
Applicant Contact	Li Minghang
Correspondent	Beijing Beifeng Medical Room 912, Building 1 Fangshan District Beijing, CN 102404
Correspondent Contact	May Wang
Registration Number	CE01-0013
Classification Product Code	6061
Date Received	03/02/2009
Decision Date	05/27/2009
Decision	Substantially Equivalent
Regulation Medical Specialty	General & Plastic Surgery
510k Review Panel	General & Plastic Surgery
Y/N	Traditional
Reviewed By Third Party	No
Combination Product	No

[illegible]


Measurement Systems Certification Body No. 2002
Institute for Testing and Certification
T. Bělá 206, 754 21 Zlín, Czech Republic
www.itc.cz

CERTIFICATE
No. 10 0144 SJ

We confirm on the basis of a performed audit that company

Weifang Mingliang Electronics Co.,Ltd.
338Wang Fang Dongjia Street Wafang City
Company Reg. No.: 3107000000000000

has implemented and documented a functional quality management system
in compliance with the requirements of the standard

EN ISO 13485:2003

Covering the following activities:

**Design & Development, Production and Distribution of IP, Phototherapy System,
Model VAG-Q Switched Laser and RF Device**

The Certificate is based on the basis of the results mentioned in Audit Report No.
2010000000000000. The Certificate validity is conditioned by positive results of surveillance audits
which the certified company undertakes in regular

Paul Vag

By: Paul Vag
Head of Certification Body


Date of Issue: 01.01.2010
Valid until: 01.01.2013
Date of the last certification audit: 04.07.2007



SHIPPING

Welcome to visit our factory



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month