

EXFU·FIND S

COMMIT TO BE FIT
GET SCULPTED WITH
EMSCULPT

LESS Fat
Muscle MORE

EXCLUSIVELY AVAILABLE AT IPAL CLINIC

Elektromagnetyczny stymulator mięśni o wysokiej intensywności ems elektromagnetyczna maszyna do spalania tłuszczu z brzucha

PRESET MAN

WORKOUT PROGRAM

HIT HYPERTROPHY Strength Combo 1 Combo 2

Level Time

READY

14 "HD SCREEN
SIMPLE, INTELLIGENT, FAST



+16%
Estimated increase in muscle mass

-19%
Estimated fat reduction

4 CM (1.5 INCHES) LOSS IN WAISTLINE CIRCUMFERENCE
11% REDUCTION IN ABDOMINAL MUSCLE SEPARATION (CALLED DIASTASIS RECTI)
5 X INCREASE IN FAT METABOLISM (APOPTOTIC INDEX INCREASED FROM 19% TO 92% AFTER TREATMENT) 80% PATIENTS WITH VISIBLE LIFTING EFFECT OF BUTTOCKS 96% PATIENT SATISFACTION

Innowacyjny projekt startowy jednym kliknięciem Może pomóc w dostosowaniu systemu/języka/wyglądu ekranu

PRODUCT PARAMETERS




Jak działa teslasculpt?

1. Pole elektromagnetyczne o dużym natężeniu przenika przez ubranie i skórę do ciała.
2. Podobnie jak ćwiczenie, pobudza nerwy ruchowe i pobudza skurcze mięśni.
3. Będziesz miał ochotę na bardzo intensywny trening.

How It Works

EMSlim NEO is the world's first and only technology that uses **Radiofrequency** and **HIEMT** (high intensity electromagnetic field) to **eliminate fat and build muscles non-invasively**.


30
minutes



RF

HIEMT+

LESS **-30%**
Fat
on average*



+25% MORE
Muscle
on average*

Fat Breakdown

In less than 4 minutes the **temperature in fat reaches** levels that cause their **permanent damage**.

Muscle Warm-Up

The muscle temperature raises by several degrees, **similar to what a warm-up activity does before any workout**.

Supramaximal Contraction

Muscles in the treated area **are contracted at intensities** that are **not achievable during routine exercise**.

After Treatment

The **fat cells are slowly removed** from the body and the **strained muscle fibers initiate a growth process**. This results in **fat elimination and muscle building**.

Jedna sesja (30 minut/zabieg, 4 zabiegi w ciągu 2 tygodni):


1. Intensywność 7 tesli
2. 16% budowa mięśni/19% redukcja tkanki tłuszczowej
3. Odpowiednik 20 000 przysiadów / 50 000 skurczów mięśni
4. Podwójne rzeźbienie dla tej samej/różnej osoby w tym samym czasie
5. Trwałość 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z wydajnością chłodzenia z obiegiem wody
6. Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika z programem domyślnym i ręcznym

7. Brak operatora/przygotowań/przestój

2 uchwyty magnetyczne

Funkcja: Odchudzanie, inne, Napinanie skóry, Redukcja cellulitu

Stymulacja mięśni Ems Wysoka intensywność Elektromagnetyczny stymulator mięśni ems wyszczuplająca maszyna



SHELF

Put the tools you can use

STRAP STORAGE

The handles support independent and synchronous work





Main target area

ABS toning

Butt Lift/uptight

Arm/legs firming

Operating parts



Orzecznictwo	MDRCE, ce, ISO13485, inne, ISO9001, MDDCe
Funkcja	Odchudzanie, inne, Napinanie skóry, Redukcja cellulitu
Aplikacja	Dla komercyjnych
Zapewniona obsługa posprzedażna	Bezpłatne części zamienne, wsparcie online, instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, wsparcie techniczne wideo, inne, konserwacja i naprawa w terenie
Funkcja	Utrata masy ciała, napinanie skóry, redukcja cellulitu
Funkcjonować	Wyszczuplanie ciała
Technologia	Impuls elektromagnetyczny o dużym natężeniu
Zapewniona obsługa posprzedażna	Darmowe części zamienne, wsparcie online, wsparcie techniczne wideo

Skontaktuj się z nami! Ucz się więcej!