



*IPL A6*  
 For hair removal  
 & skin rejuvenation

**Zalety produktu: odmłodzenie skóry**

Uchwyt IPL wykorzystuje brytyjską lampę, 150 000-30 000 zdjęć. Rozmiar plamki 15\*50mm. Wydajność chłodzenia jest doskonała.

Wykorzystuje bardzo czuły kolorowy ekran dotykowy LCD 8.4 TFT, wszystkie ustawienia parametrów można łatwo zakończyć tutaj.

Dodaj własne Logo i język do urządzenia.



**O uchwycie**

# Elight Handle Design



## Specification

Optional Spot Size:  
15\*50mm

Imported UK lamp

Long shots time:  
150,000--300,000 times

7filters:  
420/510/560/585/640/690/755nm

Super cooling system



Nadaje się do każdego rodzaju skóry, zapewnia wysoką skuteczność leczenia.



**Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,4 cala Odmładzanie skóry**

1. Duży ekran dotykowy o przekątnej 8,4 cala, zaprojektowany w sposób humanizowany

2. Mężczyzna/kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
3. Angielski język odczyty.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

# Screen interfac

## Professional Screen, Easy operation



**Main Menu**

8.4 inch true color big touch screen  
Super cool touch Experience.



**IPL mode:**

5 options for skin treatment



**IPL mode:**

operation interface




**Multi-language screen:**

6 languages for your choice



**System setting**



**System setting**

### Informacje o rozmiarze

Sonda	IPL: importowana lampa brytyjska 15*50mm
Długość fali	420/510/560/585/640/690/755 nm
Dożywność	150 000-30 000 strzałów
Ekran	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,4 cala
System chłodzenia	Chłodzenie TEC 1200 W chłodzenie powietrzem chłodzenie wodą System 3 w 1
Gwarancja	2 lata na maszynę
Wtyczka	USA, UE, AU, 110 V i 220 V
Waga	30 KG
Logo	Dodaj logo za darmo
Język	Dowolny język jak twój

## Multi-angle display



Left view



Front view



right elevation