

DIODE LASER



ICELLO



MLKJ Najlepsza komercyjna maszyna do depilacji laserowej.

Zgodnie z zasadą selektywnej fototermodynamiki długość fali lasera, energia i szerokość impulsu można odpowiednio dostosować, aby laser przeszedł przez powierzchnię skóry do cebulki włosa. Energia świetlna jest absorbowana i przekształcana w energię ciepłą, która niszczy tkankę mieszków włosowych, uniemożliwiając w ten sposób regenerację włosów, dzięki czemu opatentowana technologia laserów MLKJ jest bezbolesna i trwała

Laserowe urządzenie do usuwania włosów jest nieinwazyjną metodą leczenia, po zabiegu nie będzie miało pewnego uszkodzenia otaczającej skóry, nie wpłynie na normalne życie i pracę.

□ Maszyna z certyfikatem FDA i medycznym CE

□ 3 w 1 - Trzy technologie laserowe w jednym urządzeniu

□ Lasery aleksandrytowe, diodowe i Nd:YAG - leczą każdy rodzaj skóry

- ☐ Łatwy w obsłudze
- ☐ Dostępne szkolenia online
- ☐ 50 milionów strzałów na rękojeść!

Wyświetlacz uchwytu



1. Bezbolesny. Końcówka rękojeści schładza się do -32°C , dzięki czemu zabieg jest wygodny i skuteczny
2. Wczesne wyniki leczenia. 2-3 sesje zabiegowe mogą pokazać trwałe rezultaty
3. Praktycznie bezbolesny kontakt z szafirem niezrównany komfort i bezpieczeństwo
4. Lepszy zasięg końcówki twarzy. Łatwo lecz obszary, które są zwykle trudno dostępne, w tym uszy, nozdrza i glabellę.



Cena maszyny do depilacji laserowej 755/808/1064nm.

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths

>>America Imported Emitter, strong energy

>>10/12 pieces or 16 pieces Germany Dilas original laser bars, 1200W/1800W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body


Medical diode laser

50000000+shots
can treat 10000+clients

- *Not easy to be burned
- *Low maintenance cost
- *Stable quality



- >>1-10Hz fast frequency,faster, smooth and effective treatment
- >>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment
- >> Italy imported stainless water pump, it can keep machine working long time without stop. Make sure the heat were removed very quickly
- >>Double filters to keep water quality



The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



14-calowy ekran 4K, inteligentny dotyk

* 6 stylów skórek do wyboru

* Łatwy w obsłudze, zapewniający umiejętności operacyjne / usługi dydaktyczne

* Bezpłatne logo i język można dostosować na ekranie



You'll get

Two major service guarantees
Worry-free after-sales


01 Professional after-sales group

24 hours offers the solution
Solve problems quickly with your active cooperation

02 Free maintenance

Warranty period, Send your replacement
parts for free

Producent instrumentów kosmetycznych od 15 lat, posiada certyfikaty FDA, CE ,ISO13485.
Dokładamy wszelkich starań, aby Twój biznes kosmetyczny był łatwiejszy!



Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search Back To Search Results

Establishment:
 WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:
[Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.](#)
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: 10082104

Official Correspondent:
 Pingping Lv
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:
 Wen Xu
 4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
 Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

Zapraszamy do konsultacji! Usługa online 7X24 godziny!