



Medical

1200W+1800W high power handle  
14-inch 4K HD large screen  
755nm+808nm+1064nm  
Painless permanent hair removal

Diode Laser

Nowa medyczna maszyna do depilacji laserem diodowym

14-calowy duży ekran 4K HD

Rękojeść medyczna o dużej mocy 1200 W 1800 W

Konstrukcja uchwytów jest bardziej zaawansowana technologicznie

Rękojeść waży około 350g, czyli jest mniejsza i lżejsza

12\*24mm 12\*36mm spot, w pełni zaspokaja potrzeby leczenia różnych części

# Machine Display



1. Silniejsze, szybsze, inteligentniejsze i co najważniejsze bezbolesne podejście do usuwania włosów.
2. Laser diodowy 755nm, 808nm, 1064nm do usuwania włosów
3. System chłodzenia TEC, 1-minutowe chłodzenie uchwytu



# Before and After

Treatment comparison



100% skuteczne urządzenie bez nadrażnego odcienia skóry, cukru, koloru włosów. Aby uzyskać więcej informacji na temat zastosowania, skonsultuj się!