



Producenci wielofunkcyjnych przyrządów kosmetycznych

Depilacja laserem diodowym 2 w 1 usuwanie tatuażu laserem nd yag

Opis produktów

2in1 Multifunctional combination machine



- ✓ Hair removal
- ✓ Toner whitening
- ✓ Mole removal



- ✓ Tattoo removal
- ✓ Freckle
- ✓ Birthmark removal



Real shot display

Higher-definition screen, stronger cooling effect,
more effective treatment



Laser diodowy Elight/IPL Nd yag RF, 4 różne uchwyty w jednej maszynie




1. Ten 4 w 1 RF Elight IPL laser diodowy laser nd yag ma wysokiej jakości akcesoria, potężną moc * uchwyt lasera diodowego wykorzystuje niemiecki importowany złoty pasek laserowy, czas 50 milionów strzałów.

*Uchwyt Elight wykorzystuje brytyjską lampę, 150 000-30 000 zdjęć

* Nd yag: Wyposaż 5 głowic zabiegowych, regulowane 1064nm/532nm, stałe 1064nm/532nm, stałe 1320nm.

* RF: Wyposaż 6 głowic zabiegowych, używanych do usuwania zmarszczek, podnoszenia skóry, napinania skóry.

Three wavelengths work together



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.





HANDLE-ADVANTAGE



specification

- Multiple choice
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- Multifunction
1320nm for skin rejuvenation
- Indicator light
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm



Before and after



14inch true touch screen

6 kinds skin type for choice. accept ODM OEM Service.

The new **14-inch** screen is clear easy to operate.



Aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzenia produktu i szczegółów

**użytkowania,
prosimy o natychmiastowe skonsultowanie się z nami**

Online 24 godziny!!