

EXFU·FIND S

COMMIT TO BE FIT
GET SCULPTED WITH
EMSCULPT

LESS Fat

Muscle MORE

EXCLUSIVELY AVAILABLE AT IPAL CLINIC

Nowości ! Cena maszyny Ems stymulator mięśni ems maszyna do rzeźbienia ciała RF elektromagnetyczna maszyna do rzeźbienia ciała ems

ABS

Shoulder Arm

Glutes

ABS

Thighs

Hamstring

PRESET MAN

WORKOUT PROGRAM

HIIT

HYPERTROPHY

Strength

Combo 1

Combo 2

Level

Time

READY

min

sec

ABS

Shoulder Arm

Glutes

ABS

Thighs

Hamstring

14 "HD SCREEN

SIMPLE, INTELLIGENT, FAST



Innowacyjny projekt uruchamiany jednym kliknięciem Może pomóc w dostosowaniu systemu/języka/wyglądu ekranu

PRODUCT PARAMETERS




Jak działa teslasculpt?

1. Pole elektromagnetyczne o dużej intensywności przenika przez ubranie i skórę do ciała.
2. Podobnie jak ćwiczenie, pobudza nerwy ruchowe i pobudza skurcze mięśni.
3. Będziesz mieć ochotę na bardzo intensywny trening.

How It Works

EMSlim NEO is the world's first and only technology that uses **Radiofrequency and HIEMT** (high intensity electromagnetic field) to **eliminate fat and build muscles non-invasively**.


30
minutes



RF

HIEMT+

LESS **-30%**
Fat
on average*



+25% MORE
Muscle
on average*

Fat Breakdown

In less than 4 minutes the **temperature in fat reaches** levels that cause their **permanent damage**.

Muscle Warm-Up

The muscle temperature raises by several degrees, **similar to what a warm-up activity does before any workout**.

Supramaximal Contraction

Muscles in the treated area **are contracted at intensities** that are **not achievable during routine exercise**.

After Treatment

The **fat cells are slowly removed** from the body and the **strained muscle fibers initiate a growth process**. This results in **fat elimination and muscle building**.


Jedna sesja (30 min/zabieg, 4 zabiegi w ciągu 2 tygodni):

1. Intensywność 7 Tesli
2. 16% budowa mięśni/19% redukcja tkanki tłuszczowej
3. Odpowiednik 20 000 przysiadów/50 000 skurczów mięśni
4. Podwójne rzeźbienie dla tej samej/różnej osoby w tym samym czasie
5. Trwałość 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i wydajność chłodzenia z recyklingiem wody
6. Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika z programem domyślnym i ręcznym

7. Nie jest wymagany operator/przygotowania/Przestój
2 uchwyty magnetyczne

Funkcja: Odchudzanie, inne, Napinanie skóry, Redukcja cellulitu

Stymulacja mięśni Ems Elektromagnetyczny stymulator mięśni o wysokiej intensywności, maszyna wyszczuplająca



SHELF

Put the tools you can use

STRAP STORAGE

The handles support
independent and synchronous
work





Main target area

ABS toning

Butt Lift/uptight

Arm/legs firming

Operating parts



Orzecznictwo	MDRCE, ce, ISO13485, inne, ISO9001, MDDCe
Funkcja	Odchudzanie, inne, Napinanie skóry, Redukcja cellulitu
Aplikacja	Dla komercyjnych
Zapewniona obsługa posprzedażna	Bezpłatne części zamienne, wsparcie online, instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, wsparcie techniczne wideo, inne, usługi konserwacji i naprawy w terenie
Funkcja	Utrata masy ciała, napięcie skóry, redukcja cellulitu
Funkcjonować	Wyszczuplanie ciała
Technologia	Pulsacyjne elektromagnetyczne o dużej intensywności
Zapewniona obsługa posprzedażna	Bezpłatne części zamienne, wsparcie online, wsparcie techniczne wideo

Skontaktuj się z nami! Ucz się więcej!