



DIODE LASER HAIR REMOVAL

PAINLESS HAIR REMOVAL, NO SIDE EFFECT

MORE

Nowa medyczna maszyna do depilacji laserem diodowym

14-calowy duży ekran 4K HD

Rękojeść medyczna o dużej mocy 1200 W 1800 W

Konstrukcja uchwytów jest bardziej zaawansowana technologicznie

Rękojeść waży około 350g, czyli jest mniejsza i lżejsza

12*24mm 12*36mm spot, w pełni zaspokajają potrzeby leczenia różnych części

Machine Display



1. Silniejsze, szybsze, inteligentniejsze i co najważniejsze bezbolesne podejście do usuwania włosów.
2. Laser diodowy 755nm, 808nm, 1064nm do usuwania włosów
3. System chłodzenia TEC, 1-minutowe chłodzenie uchwytu



Before and After

Treatment comparison



100% skuteczne urządzenie bez nadzędnego odcienia skóry, cukru, koloru włosów. Aby uzyskać więcej informacji na temat zastosowania, skonsultuj się!