

7D Focused Ultrasound



System skoncentrowanych ultradźwięków makro i mikro o wysokiej intensywności
Niechirurgiczny zabieg liftingu twarzy, ujędrniania i Modelowania sylwetki!

Opis produktów

FACIAL SCULPTURE

Smaller, more convenient, more accurate, more suitable for facial skin

- 1.5 mm
- 3.0 mm
- 4.5 mm

7D HF HANDLE

More comprehensive, more detailed and more suitable for comprehensive treatment of the body


- MF2
- MF6
- MF9
- MF13
- L4-4.5
- L7-1.5
- L7-3.0



Użyj ultradźwięków o wysokiej energii, koncentrując się na pozycji zabiegowej, aby tkanka skórna wytworzyła ciepło i stworzyła szybkie komórki cierne, aby stymulować kolagen. Taki efekt cieplny nie zaszkodzi naskórkowi, ponieważ zabieg zapewnia szybki i bezpośredni dostęp do miejsca zabiegowego w ciągu 0-0,5 sekundy, bez dotykania otaczających tkanek i może być przekazany bezpośrednio do układu błony ściągna powierzchniowego (SMAS), dzięki czemu może być Wykonano ujędrnienie skóry jednocześnie naciągając warstwę mięśniową, wyszczuplając twarz aż do efektu progresywnego.




EXFU




Face Treatment



Body Treatment



Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Model	Ultradźwięki skupione na urządzeniu terapeutycznym 7D
Imię	Skoncentrowane ultradźwięki o wysokiej intensywności

Uchwyty	Twarz: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D HF: MF2/6/9/13 L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Wydajność energetyczna	0,1 J-2,5 J (0,1 J na krok)
Odstęp między punktem	1,0 mm-4,0 mm
Długość strzału	5mm-25mm
strzały	Każdy nabój 300000 strzałów
Rozmiar ekranu	15 cali
Napięcie	110V-240V, 50/60Hz



Kolorowy ekran dotykowy odmładzanie skóry

1. Duży ekran dotykowy o przekątnej 15,6 cala, zaprojektowany w sposób humanizowany
2. Mężczyzna/kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
3. Angielski język ojczysty.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami produktu!