



Zalety

- * USA lub Niemcy importowały pasek laserowy 10 barów/15 barów
- * Ponad 50 milionów strzałów, ponad 3 lata nie wymagają zmiany nowego uchwytu.
- * 3 fale 1064nm 808nm 755nm, 3 w 1 można stosować wszystkie rodzaje skóry



EXFU VIOLIN Portable Hair Removal Laser



Simple • Safe • Enjoy
Redefine hair removal equipment



one-button start



Ice hair removal



super power



40million shine

Opis produktów

Ingenious details I am better than others

Product detail
layout



Surround light strip

Cool lighting effect
not dazzling



Newest design handle 0.31kg

One minute cooling
Customizable glowing logo



One-of-a-kind styling

Ingenious production
focus on details



O uchwycie

Duża moc 1200 W/1800 W do swobodnego wyboru

Rozmiar płamki 12*24 lub 12*36mm

* 285g Rękojeść medyczna, lekka, bezpłatna szybka obróbka

* Z lampką kontrolną, aby pokazać stan pracy (na maszynie i uchwycie), bezpiecznie używać

1 minuta szybkiego mrożenia, komfortowy i bezbolesny zabieg



Two colors, two spot sizes are optional



Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...

7558081064nm, nadaje się do trwałej depilacji każdego rodzaju skóry




ALEX 755nm
For white skin
 (fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
 (brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
 (black hair removal)



Model	Laser diodowy Exfu
Typ lasera	Niemcy/USA importowane, 8 ---- 12 barów, 800 W ---- 1200 W
Wyświetlacz	14-calowy dotykowy ekran 4K
Długość fali	808nm lub 755nm 808nm 1064nm
strzały	50 milionów strzałów
Energia	10~150 j/cm2, regulowane
Częstotliwość	1-10 Hz

Chłodzenie	Chłodzenie High Speed Double TEC Obieg powietrza i wody zamkniętej Głowica zabiegowa z regulacją temperatury chłodzenia półprzewodników
Moc	3500 W
Rozmiar plamki	12*24mm lub 12*36mm do wyboru
Napięcie	110 V/60 HZ lub 220 V/50 HZ do wyboru

laser diodowy 755 808 1064

maszyna do depilacji laserem diodowym

Laser diodowy 808nm

Urządzenie do depilacji laserem diodowym 808nm

Producent lasera diodowego 808nm

7 * 24-godzinny serwis online!
Zapraszamy do konsultacji!