



# Medical Diode Laser Hair Removal

1800W+1200W handles


## **Dlaczego wszystkie salony piękności i kosmetyczki wybierają tytan**

1. Profesjonalny. mamy ponad 14 lat doświadczenia w obszarze wysokiej klasy maszyn kosmetycznych.
2. Bezpieczeństwo. brak efektu ubocznego na skórę i gruczoły potowe, brak blizny.
3. System chłodzenia TEC, szybkie chłodzenie, które zapewnia bezbolesne usuwanie włosów.
4. Popularne. Potrójna długość fali: 755nm 808nm 1064nm, odpowiednia dla wszystkich rodzajów skóry, czarne cienkie włosy można łatwo usunąć.
5. Wysoka energia. Rozmiar plamki lager, 20-40 milionów strzałów, skutecznie niszczą mieszki włosowe, trwale usuwanie włosów. Również szybka szybkość i skuteczność leczenia.

**Pokaż uchwyt**






# Laser show Handle laser bar optional



⊙ 10bar


⊙ 12bar

⊙ 16bar



# Working Principle

Suits for all skin and hair types




- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal )
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



Opinie klientów



# Treatment Comparison



Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.  
24 godziny w Internecie!