

Hair Removal+Tattoo Removal

2in1 machine



Diode laser handle



Picosecond handle



Laserowe usuwanie tatuażu pikosekundowego 532 755 1320 1064nm

Laserowa maszyna do usuwania tatuażu Q Switch i Yag

Machine introduction



Rzemieśnicza jakość Odzwierciedla ekstremalne szczegóły Racjonalny projekt 1. Produkt ma nowatorski wygląd i jest sprzedawany głównie jako model gorący 2. Regulowany wspornik uchwytu, mocny i trwały 3. Antypoślizgowy uchwyt, ergonomiczny kształt 4. Rurka łącząca o przedłużonym działaniu

5 TREATMENT HEADS

A solution to a variety of skin problems

532: Remove colored tattoos.

755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin

Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect



Najmniejszy rozmiar 1. Zastosuj podstawowe elementy sprzętu medycznego. Rozmiar maszyny jest mniejszy. 2. Niższy fracht transgraniczny niż w przypadku zwykłych maszyn. 3. Uchwyt jest mniejszy i wygodniejszy w użyciu



5 głowic zabiegowych, odłączany i obrotowy drut zewnętrzny

1. 532: Usuń kolorowe tatuaże.


2. Głowica o strukturze plastra miodu 755: używana do usuwania plam starczych, piegów i ostudy. niewielkie uszkodzenia skóry

3. Regulowany parametr 1064: do usuwania tatuażu, rozjaśniania brwi

4. Parametr nieregulowany 1064: służy do usuwania tatuaży i oczyszczania brwi


5. 1320: leczenie dużej powierzchni, duża plamka, duża szybkość leczenia i dobry efekt

Working Principle




Importowany kamienny mechanizm kasetowy Q-switch, cały solidny laser, bez wymiany Q-switch. Usuwanie tatuażu. Usun czarne, niebieskie, brązowe i czerwone pigmenty tatuażowe z brwi, linii oczu, linii warg i innych części ciała Usun znamię, znamię otas i plamkę skórną Natychmiastowe piaskowanie wysokiej technologii laserowej, międzynarodowy standard produkcji, ściśle test techniczny.

Rozwiązanie wielu problemów skórnych.



DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



Profesjonalna maszyna do depilacji laserowej nd yag 2 w 1 Wielofunkcyjny sprzęt kosmetyczny

- * USA lub Niemcy Dilas importują pasek laserowy, dłuższa żywotność.
- * Ponad 50 milionów strzałów, ponad 3 lata nie wymagają zmiany nowego uchwytu.
- * 3 fale 1064nm 808nm 755nm, można stosować 3 w 1 dla każdego rodzaju skóry



800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

Bezpieczeństwo stosowania na każdym typie skóry

1. Alex 755nm dla jasnej skóry

2. Dioda prędkości 808nm dla żółtej skóry

3. Długi impuls 1064nm dla ciemniejszej skóry

CLINICAL EFFECT



Wyświetlacz

Duży, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,1 cala

Super fajne wrażenia dotykowe

6 języków do wyboru, można dodać język specjalny

Akceptowane są usługi OEM, takie jak regulacja parametrów, obejmująca zakres energii/częstotliwości/czasu



Dual Handles in One System

Work simultaneously or independently
faster treatment for more profits

Więcej szczegółów produktu i metod aplikacji, zapraszamy do konsultacji!
Usługa online 7*24 godziny!