

Exceeding your expectations
The most professional beauty machine customization service

Surrounded by a whole set of services
Making the purchasing experience wonderful



Otoczony całym zestawem usług, dzięki czemu zakupy są wspaniałe
Przekraczając Twoje oczekiwania, najbardziej profesjonalna usługa
dostosowywania maszyn kosmetycznych

High-Intensity Focused Ultrasound

Anti-Wrinkle & V- shape face rebuilt



Laserowe odmładzanie skóry Urządzenie do wyszczuplania ciała i twarzy System odmładzania
skóry 11D Skoncentrowane ultradźwięki 11D HIFU


Opis produktów



Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

7CARTRIDGES+4 GUN HEADS


1.5mm,2.0mm,3.0mm,4.5mm for face treatment
6.0mm.9mm.13mm for body treatment.




MF2.0MM

Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology


"Special cartridge for eyes treatment"



Użyj ultradźwięków o wysokiej energii, koncentrując się na pozycji zabiegowej, aby tkanka skóry wytworzyła ciepło i wytworzyła komórki ciemne o dużej prędkości w celu stymulacji kolagenu. Taki efekt cieplny nie szkodzi naskórkowi, ponieważ zabieg pozwala na szybki i bezpośredni dostęp do leczonego miejsca w ciągu 0-0,5 sekundy, bez dotykania otaczających tkanek i może przedostać się bezpośrednio do układu błon ścięgniętych powierzchniowych (SMAS), dzięki czemu może być Wykonano ujędrnioną skórę, jednocześnie naciągając warstwę mięśniową, cienką twarz aż do efektu progresywnego.



Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Model	Urządzenie do terapii 7D Skoncentrowane ultradźwięki
Nazwa	Skoncentrowane ultradźwięki o wysokiej intensywności

Uchwyty	Twarz: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D HF: MF2/6/9/13 L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Wyjście energii	0,1 J-2,5 J (0,1 J na krok)
Przestrzeń pomiędzy punktem	1,0 mm-4,0 mm
Długość strzału	5mm-25mm
strzały	Każdy nabój 300 000 strzałów
Rozmiar ekranu	15 cali
Napięcie	110 V-240 V, 50/60 Hz

Comparison before and after use



Kolorowy ekran dotykowy odmładzający skórę

1. Duży ekran dotykowy o przekątnej 15,6 cala, humanizowany
2. Mężczyzna/kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
3. Angielski Twój język ojczysty.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

EXFU Seiko




11D HIFU

Macro & Micro High
Intensity Focused Ultrasound System



SAFE



EFFECTIVE



MULTI-DEPTH



Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami produktu!