



Laser diodowy laser Nd yag

1. Ten laser diodowy 2 w 1 laser yag ma wysokiej jakości akcesoria, dużą moc;
2. Czas strzałów dla uchwytów: uchwyt lasera diodowego wykorzystuje Niemcy importowany złoty pasek laserowy, czas 10-40 milionów strzałów.
3. Nd yag: Wyposaż 5 głowic zabiegowych, regulowanych 1064nm/532nm, stałych 1064nm/532nm, stałych 1320nm.







O uchwycie

Three wavelengths work together

12*20mm² {



12*35mm² {



**Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.**




Laser diodowy 7558081064 nadaje się do leczenia każdego rodzaju skóry i włosów.
Importowany pasek laserowy. Czas 20-40 milionów strzałów.



Before

After




Before



After



Before



After

5 therapeutic **Heads**

■ 532 & 1064: removing tattoo, eyeliner and lip line

■ 1320: black-faced doll whitening and whitening skin

■ Adjustable 532 & 1064: removing large-area tattoos



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
532nm




Fixed
1064nm

Usuwanie tatuaży Nd yag:


Wyposaż 5 głowic zabiegowych, regulowane 1064nm/532nm, stałe 1064nm/532nm, stałe 1320nm.

Working Principle



1. Męskie/żeńskie, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
2. Angielski język ojczysty.
3. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

System Design



808 Mode:Operation interface

Laser Mode:Tattoo removal

Informacje o rozmiarze

Przedmiot	808 i laser yag
Rękojeść	Uchwyt do usuwania tatuażu laserowego Nd yag, laser diodowy 808
Zasilacz	2000w
Częstotliwość SHR	1-10 Hz
808 Rozmiar plamki	12*20mm, 12*35mm
Uchwyt lasera Nd yag	importuj pasek laserowy, łącznie 5 sond
Energia	10-50 J/cm2
Czas trwania impulsu	1-10ms
Chłodzenie skóry	-21
System chłodzenia	Głowica do obróbki obiegu powietrza i wody z regulacją temperatury chłodzenia półprzewodników
Wyświetlacz	12-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD TFT
Napięcie	220v/50hz lub 110v/60hz
Wielkość opakowania	116*60*61 cm
Waga brutto	90kg



15 Years Laser Beauty Device Manufacturer

Make your beauty business easier



1. Weifang Sunshinekj electronics Co., Ltd (skrót: MLKJ) jest wysoce profesjonalnym i doświadczonym producentem sprzętu kosmetycznego w Chinach, ma 15 lat w branży kosmetycznej. Posiadamy profesjonalny dział R & D produkcji, możemy zapewnić wsparcie techniczne, 2 lata gwarancji.

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



Product Customization Design



Program Debugging



Batch Production



Production and Processing



Machine Debugging



Fine and Safe Packaging

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service