



**Faster,  
Permanent !**

### **Dlaczego wszystkie salony piękności i kosmetyczki wybierają tytan**

1. Profesjonalny. mamy ponad 15 lat doświadczenia w dziedzinie wysokiej klasy maszyn kosmetycznych.
2. Bezpieczeństwo. brak efektu ubocznego na skórę i gruczoły potowe, brak blizny.
3. Szybkie chłodzenie, które zapewnia bezbolesne usuwanie włosów.
4. Popularny. Potrójna długość fali: 755nm 808nm 1064nm, odpowiednia dla wszystkich rodzajów skóry, czarne cienkie włosy można łatwo usunąć.
5. Wysoka energia. Lager rozmiar plamki, 50 milionów strzałów, skutecznie niszczą mieszki włosowe, trwale usuwanie włosów.

**Pokaż uchwyt**

# 12\*24mm or 12\*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



- >>> Big Rozmiar plamki 12\*20mm, 12\*35mm for option
- >>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
- >>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment



>>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment  
>>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience






**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)



## Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal  
It takes 3--5 times to realize  
permanently hair removal



- \* 14-calowy ekran 4K, oferujący super fajne wrażenia dotykowe.
- \* Usługa OEM jest akceptowana. parametr regulacji jest w porządku.
- \* Dodaj swoje logo i język za darmo

Specyfikacja Maszyna do depilacji laserem diodowym

Przedmiot	Pionowy laser diodowy 755nm808nm1064nm
Typ lasera	Laser diodowy medyczny pasek laserowy: 10 barów/15 barów
Moc każdego paska	Medyczny z 120w/bar
System wyświetlania	14-calowy kolorowy ekran dotykowy
Długość fali	808nm/755nm/1064nm
Spot Size	Medyczny z 12*24mm <sup>2</sup> /12*36mm <sup>2</sup>
Żywotność uchwytu laserowego	Co najmniej 40 milionów strzałów
Energia	Regulacja 10-150 J/cm <sup>2</sup> (opcjonalnie do 150 J/cm <sup>2</sup> )
Czas trwania impulsu	30 ~ 400 ms regulowane
Częstotliwość	1,0-10 Hz;
System chłodzenia	Sprężarkapowietrzezamknięty obieg wody
Zajmij się mocą	1000w/1200w/1600w/1800w
Moc maszyny	4000 W
Źródło elektryczne	220 V/50 Hz lub 110 V/60 Hz
Temperatura kryształów	-20~3°C
Temperatura maszyny	24°C
wymaganie mocy	AC220V/110V 50~60Hz



### **Profesjonalne usługi OEM, ODM:**

- Wydrukuj dowolny kolor.
- Dodaj swoje logo
- Dodaj dowolny język do systemu maszyny.
- Zaprojektuj dla siebie ekskluzywną obudowę maszyny, stwórz własną markę na rynku.
- Zaprojektuj nowy interfejs i system maszyny, aby był jak najbardziej wygodny dla Ciebie i Twoich klientów.

# Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity  
R&D capability for customization  
Professional certifications and approvals



Producenci depilacji laserem diodowym, najlepsza klinika depilacji laserowej, najlepsza depilator laserowy do spa,

laser diodowy 755 808 1064, fabryka maszyn do depilacji laserowej

**Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.  
24 godziny w Internecie!**