


Usługa OEM / ODM

Dowolny styl, dowolny kolor, jaki chciałeś



You'll get

Two major service guarantees
Worry-free after-sales

01 Professional after-sales group

24 hours offers the solution
Solve problems quickly with your active cooperation

02 Free maintenance

Warranty period, Send your replacement parts for free

MLKJ

Pokaz maszyn z laserem diodowym

4 w 1 może być używany do wszystkich rodzajów skóry

Laser zawiera cztery długości fal wyjściowych, ma szeroki zakres zastosowania.

Ma pewien efekt terapeutyczny w usuwaniu czerwieni

smugi krwi, żylaki, przeciwzapalne, depilacyjne, wybielające i odmładzające skórę.


FOUR wavelengths



*The laser four wavelengths equipped with ,
Has a wide range of applicability.
It has a certain therapeutic effect on
hair removal, whitening, and skin rejuvenation.*

Zalety

- * USA lub Niemcy Dilas importował pasek laserowy.
- * Ponad 40 milionów strzałów, ponad 3 lata nie wymagają zmiany nowego uchwytu.
- * 4 fale 1064nm 940nm 808nm 755nm, 4 w 1 można użyć wszystkich rodzajów skóry
- * Wysoka moc: NOWY uchwyt 1200 W / 1600 W dla opcji
- * Rozmiar plamki uchwytu medycznego 12*20mm, 12*38mm, rozwiązanie do usuwania włosów z twarzy i ciała!
- * Układ chłodzenia: Unikalny system chłodzenia Dual-TEC, najskuteczniejszy, aby zapewnić pracę maszyny przez cały dzień, 24 godziny na dobę bez przestojów.
- * Długa żywotność: 40 milionów strzałów



Wyświetlacz uchwytu

Duża moc 1200 W, 1600 W do swobodnego wyboru

Rozmiar plamki 12*20 lub 12*38mm

* 350g Rękojeść medyczna, lekka, bezpłatna szybka obróbka slajdów

* Z lampką kontrolną, aby pokazać stan pracy (na maszynie i uchwycie), bezpiecznie używać



* Włącz maszynę, natychmiast schładzając, natychmiast usuwając włosy

* dobre chłodzenie dłuższa żywotność uchwytu

* prawdziwy lód bezbolesny efekt usuwania włosów

Has a wide range of applications



+



+



+



755NM

Sebaceous Gland

808NM

Bulge


940NM

Skin rejuvenation

1064NM

Hair Bulb

1. Alex 755nm dla jasnej skóry
2. Dioda prędkości 808nm dla żółtej skóry
3. Długi impuls 1064nm dla ciemniejszej skóry



Efekt leczenia

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Wyświetlacz Program maszynowy

1. 14-calowy duży ekran, szybki dotyk
2. Mężczyzna i kobieta, 6 części ciała, 6 typów skóry ustawiających inteligentne oprogramowanie
3. 6 opcji językowych, można dodać swój język ojczysty

4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

5. Usługa OEM / ODM

>>OEM your own machine body

>>OEM your own program software

>>OEM pretty machine colors

>>Print your LOGO on machine body and screen

>>R & D team and Quality inspection Show

6. Wyświetlacz certyfikatu

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



R & D design Zespoły projektowe i rozwojowe ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec.

Standardowa linia produkcyjna. Certyfikowana i przetestowana dojrzała linia produkcyjna i zespół kontroli jakości.

Najbardziej zależy nam na tym, aby wysoka jakość produktów była standardem utrzymywania współpracy.