

Nd yag Laser A1

Tattoo Remove Machine



Cechy

1. Brak uszkodzeń skóry i mieszków włosowych; bez ryzyka blizn.
2. Natychmiastowa technologia laserowa, międzynarodowy standard produkcji, ściśle test techniczny.
3. Importowany kamienny mechanizm kasety Q-switch, cały solidny laser, bez wymiany Q-switch.
4. Bezbolesne leczenie, niewielki efekt uboczny.
5. Łatwy w obsłudze.



Wybór koloru

Możemy dostosować kolory, których potrzebujesz, zgodnie z Twoimi potrzebami.

Product **Features**



Uchwyt lasera ND YAG

1064nm długość fali: pozbądź się piegów i żółtobrazowej plamki, tatuażu brwi, nieudanego tatuażu linii oka, tatuażu, znamie i znamie Ota, pigmentację i plamę starczą, znamie w kolorze czarnym i niebieskim, szkarłatną czerwień, głęboką kawę itp. głęboki kolor.

532nm Długość fali: pozbądź się piegów, tatuażu brwi, nieudanego tatuażu linii oka, tatuażu, linii ust, pigmentu, teleangiektazji w płytkiej czerwieni, brązie i różu itp. Jasny kolor. usuwanie pigmentu.

1320nm Profesjonalny do odmładzania skóry i głębokiego oczyszczania twarzy, usuwania zaskórników, napinania i wybielania skóry, odmładzania skóry.

5 therapeutic **Heads**

■ 532 & 1064: removing tattoo, eyeliner and lip line

■ 1320: black-faced doll whitening and whitening skin

■ Adjustable 532 & 1064: removing large-area tattoos



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm

Working Principle



Treatment Effect





Ekran maszyny do usuwania tatuażu laserowego ND yag, zaakceptuj usługę OEM

SCREEN IMAGE



Machine **Parts**



Product **Advantages**

Spot diameter
and interval
are adjustable

Continuous
and
super pulse

The best
USA RF
laser tube

Easy and fast
treatment

For
different area
of the body

