




- 1.3 ondas 1064nm Diodo 808nm 755nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados
Alta potência: NOVA alça de 1000 W/ 1200 W/1600 W para opções
2. Grande tamanho do ponto 12*20mm, 12*35mm solução de depilação facial e corporal!
3. Sistema de resfriamento: Sistema de resfriamento Dual-TEC exclusivo, mais eficaz para garantir que a máquina funcione o dia todo, 24 horas sem tempo de inatividade.
4. Longa vida: garantia de suporte de vida dupla

Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)







Different spot size Handle color optional



Uso seguro em todos os tipos de pele

Alex 755nm para pele clara

Speed Diode 808nm para pele amarela

Long Pulse 1064nm para peles mais escuras

Treatment effect



Programa de software

1. Masculino e feminino, 6 partes do corpo, 6 tipos de pele, software inteligente de configuração
2. 6 opções de idioma, seu idioma nativo pode ser adicionado
3. Serviço de programa OEM disponível (logotipo/sistema...)

