

**Máquina de beleza a laser profissional 755 808 1064 diodo laser máquina de remoção de pelos Nd yag q comutado laser de remoção de tatuagem**

## Dual Handles in One System

Work simultaneously or independently, faster treatment for more profits.



ND YAG handle




Diode laser handle




Visor de alça de laser de diodo

## Suit to any color of skin

Absorbability / Efficient / Melanin

755 NM	808 NM	1064 NM
The Power of Diversity	Up To Speed	Dedicated to Darker Skin
 755nm	 808nm	 1064nm




1. Laser de diodo técnico, adequado para todos os tipos de pele e cabelo.
2. Alças: Tamanho do ponto 12\*20mm, os outros 12\*35mm
3. Tratamento rápido: frequência de 1-10 Hz, barras de laser importadas dos EUA.
4. 7558081064, para todos os tipos de pele

## GOOD COOLING EFFECT




treatment head can reach -31.1 degrees





- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal )
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

## Clinical Effect



## Visor de alça a laser Nd Yag



# 5 TREATMENT HEADS


A solution to a variety of skin problems

532: Remove colored tattoos.  
755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin  
Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing  
Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows  
1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect



1064nm	532nm	1320nm	755nm	1064nm
(Size Optional)	(Original)	(Blackface doll)	(Honeycomb)	(Original)

Alta tecnologia laser nd yag, padrão internacional de produção, teste técnico estritamente. Mecanismo de cassete Q-switch de pedra importada, todo o laser sólido, sem substituir o Q-switch.



## ND YAG ADVANTAGE

Imported crystal bonding laser rod, best quality, shot more than 1.5 million times  
Counter on the handle, more easy to get the total shot time  
LED red indicator, more easy to aim on the treatment area.  
5 treatment tips for multi fuctions: tattoo removal, skin rejuvenation, pigment removal, carbon peeling....

Remoção de tatuagem, remoção de nevo de Ota, remoção de sobrelha, remoção de lipline, remoção de pigmento, remoção de nevo, remoção de marca de nascença, rejuvenescimento da pele e clareamento da pele

Tela de exibição

- 1) Tamanho grande: tela de toque colorida usada de 14 polegadas.
- 2) Vários idiomas: três tipos de opção de tipos de pele, fáceis de operar.
- 3) Serviço OEM: seu logotipo pode ser adicionado gratuitamente na tela da máquina, aceite



seu idioma especial.



Porque escolher-nos





# Saint Lancy

We don't just make and sell laser beauty equipment ,  
we also supply and Deliver happiness and beauty.  
It has become the core values deeply rooted in SAINT LANCY  
——Make your beauty business easier!

- 1) fabricante de fábrica com 16 anos. Fornecedor dourado de 15 anos no alibaba.
- 2) Envio para mais de 180 países em todo o mundo, atendendo a mais de 80.000 clientes
- 3) 100% bom feedback de todos os clientes.
- 4) Equipe pós-venda que pode resolver problemas facilmente



# COMPANY CERTIFICATE



BV-France's most authoritative certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative certification body SGS certification



Italy ECM Certificate



**NQA**  
**13485**

NQA medical system certification



Trademark Registration



# Packing

Safe and thoughtful packaging service



## Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board  
inside aluminum box**



## 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service



# CONTACT US



## In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month

***Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato comigo.***