

DIODE LASER



ICELLO



MLKJ é a melhor máquina comercial de depilação a laser.

De acordo com o princípio da fototermodinâmica seletiva, o comprimento de onda, a energia e a largura do pulso do laser podem ser ajustados adequadamente para que o laser passe da superfície da pele até o folículo piloso da raiz. A energia luminosa é absorvida e convertida em energia térmica que destrói o tecido do folículo capilar, impossibilitando a regeneração do cabelo, tornando os lasers MLKJ indolores e permanentes com tecnologia patenteada.

A máquina de depilação a laser é um método de tratamento não invasivo, após o tratamento não causará nenhum dano especial à pele circundante, não afetará a vida e o trabalho normais.

☐ Dispositivo certificado pela FDA e pela CE médica

☐ 3 em 1 - três tecnologias laser em um dispositivo

☐ Lasers de Alexandrita, diodo e Nd:YAG - tratam todos os tipos de pele

☐ Fácil operação

☐ O treinamento on-line está disponível

☐ 50 milhões de disparos por peça de mão!

Lidar com exibição



1. Sem dor. A ponta da peça de mão esfria até -32 graus Celsius e torna o tratamento confortável e eficaz.
2. Resultados primários do tratamento. 2-3 sessões de tratamento podem mostrar resultados permanentes
3. Praticamente indolor em contato com safira, conforto e segurança incomparáveis
4. A ponta do rosto aumenta a acessibilidade. Trate facilmente áreas que normalmente são difíceis de alcançar, incluindo orelhas, narinas e glabella.



O preço da máquina de depilação a laser 755/808/1064nm.

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths

>>America Imported Emitter, strong energy

>>10/12 pieces or 16 pieces Germany Dilas original laser bars, 1200W/1800W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body


Medical diode laser

50000000+shots
can treat 10000+clients

- *Not easy to be burned
- *Low maintenance cost
- *Stable quality



- >>1-10Hz fast frequency,faster, smooth and effective treatment
- >>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment
- >> Italy imported stainless water pump, it can keep machine working long time without stop. Make sure the heat were removed very quickly
- >>Double filters to keep water quality



The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



Tela 4K de 14 polegadas, experiência de toque inteligente

- * 6 estilos de skin para escolher
- * Fácil de fornecer habilidades operacionais/serviços de treinamento
- * O logotipo e o idioma gratuitos podem ser personalizados na tela



You'll get

Two major service guarantees
Worry-free after-sales

01 Professional after-sales group

24 hours offers the solution
Solve problems quickly with your active cooperation

02 Free maintenance

Warranty period, Send your replacement
parts for free

MLKJ

Fabricante de ferramentas de beleza há 15 anos com certificação FDA, CE, ISO13485.
Estamos empenhados em facilitar o seu negócio de beleza!

Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search	Back To Search Results
<p>Establishment: WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD. Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District Weifang Shandong, CN 261000 Registration Number: 3007549439 FEI Number*: 3007549439 Status: Active Date Of Registration Status: 2022</p> <p>Owner/Operator: Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD. Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District Weifang, Shandong CN 261000 Owner/Operator Number: 10082104</p> <p>Official Correspondent: Pingping Lv Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District Weifang, Shandong CN 261000 Phone: 86-10-56335780</p> <p>US Agent: Wen Xu 4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD Ellicott, MD US 21042 Phone: 443 8968583 Ext Email: Infor@Believe-Med.Com</p>	
<p>* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set</p>	

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English



Authentication

FDA, NQA13485, CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

Bem-vindo à consulta! Atendimento on-line 7x24 horas!