



Vantagens


1.3 ondas Yag 1064nm Diodo 808nm Alex 755nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados

Alta potência: NOVA alça de 1000 W/ 1200 W/1600 W para opções


2. Grande tamanho do ponto 12*20mm, 12*38mm, solução de depilação facial e corporal!

3. Sistema de resfriamento: Sistema de resfriamento Dual-TEC exclusivo, mais eficaz para garantir que a máquina funcione o dia todo, 24 horas sem tempo de inatividade.


4. Longa vida: garantia de suporte de vida dupla



A natural



B energy absorbed by hair



C hair follicle died

Uso seguro em todos os tipos de pele

Alex 755nm para pele clara

Speed Diode 808nm para pele amarela

Long Pulse 1064nm para peles mais escuras


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



Recursos e laser de diodo

1. Laser bar: Barra de laser importada US Coherent/ Dilas brand
2. 3 ondas: 755nm 808nm 1064nm 3 em 1
3. Tamanho do ponto: 12*20mm, 12*35mm
4. Potência: Alta potência 1000W 1200W 1600W e OEM
3. Resfriamento: O super resfriamento começa congelado em 1 minuto, continua o trabalho em 24 horas



Garantia sem dor

Sistema de resfriamento Super TEC. Resfriamento rápido 1 minuto congelado. Temperatura mais baixa -22°C

Before and After

Treatment comparison



Programa de software

1. Início fácil: Com base em masculino e feminino/6 partes do corpo, adicione 6 tipos de pele que definem o software inteligente
2. 6 opções de idioma, seu idioma nativo pode ser adicionado
3. Serviço de programa OEM disponível (logotipo/sistema...)

Custom Section

CASE design



LOGO design



SYSTEM design



CERTIFICATE DISPLAY

