

EXFU·FIND S



COMMIT TO BE FIT  
GET SCULPTED WITH  
**EMSCULPT**

LESS Fat  
Muscle MORE

EXCLUSIVELY AVAILABLE AT IPAL CLINIC



Estimulador muscular eletromagnético de alta intensidade ems máquina de queima de gordura da barriga eletromagnética



**+16%**  
Estimated increase in muscle mass

**-19%**  
Estimated fat reduction

4 CM (1.5 INCHES) LOSS IN WAISTLINE CIRCUMFERENCE  
11% REDUCTION IN ABDOMINAL MUSCLE SEPARATION (CALLED DIASTASIS RECTI)  
5 X INCREASE IN FAT METABOLISM (APOPTOTIC INDEX INCREASED FROM 19% TO 92% AFTER TREATMENT) 80% PATIENTS WITH VISIBLE LIFTING EFFECT OF BUTTOCKS 96% PATIENT SATISFACTION

Design inovador de início com um clique Pode ajudá-lo a personalizar o sistema/idioma/aparência da tela

# PRODUCT PARAMETERS



Como funciona o teslasculpt?

1. Os campos eletromagnéticos de alta intensidade passam através da roupa e da pele para o seu corpo.
2. Assim como o exercício, ele aciona os nervos motores e estimula a contração muscular.
3. E você sentirá vontade de fazer exercícios de alta intensidade.


## How It Works

EMSlim NEO is the world's first and only technology that uses **Radiofrequency and HIEMT** (high intensity electromagnetic field) to **eliminate fat and build muscles non-invasively.**

30  
minutes



LESS **-30%**  
Fat  
on average\*



**+25%** MORE  
Muscle  
on average\*

RF

HIEMT+

### Fat Breakdown

In less than 4 minutes the temperature in fat reaches levels that cause their permanent damage.

### Muscle Warm-Up

The muscle temperature raises by several degrees, similar to what a warm-up activity does before any workout.

### Supramaximal Contraction

Muscles in the treated area are contracted at intensities that are not achievable during routine exercise.

### After Treatment

The fat cells are slowly removed from the body and the strained muscle fibers initiate a growth process. This results in fat elimination and muscle building.

Uma sessão (30 minutos/tratamento, 4 tratamentos em 2 semanas):

1. 7 Tesla Intensidade
2. 16% de construção muscular/19% de redução de gordura
3. Equivalente a 20.000 abdominais/50.000 contrações musculares
4. Escultura dupla para a mesma pessoa/pessoa diferente ao mesmo tempo
5. Durabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, com eficiência de resfriamento de reciclagem de água
6. Interface de usuário intuitiva e amigável com programa padrão e manual
7. Nenhum operador/preparações necessárias/Tempo de inatividade

2 alças magnéticas

Recurso: Perda de peso, outros, endurecimento da pele, redução da celulite

Estimulação muscular Ems Máquina de emagrecimento estimulador muscular eletromagnético de alta intensidade



## SHELF

Put the tools you can use

## STRAP STORAGE

The handles support independent and synchronous work





## Main target area

ABS toning

Butt Lift/uptight

Arm/legs firming

## Operating parts



Certificação	MDRCE, ce, ISO13485, outro, ISO9001, MDDCe
Recurso	Perda de peso, outros, endurecimento da pele, redução da celulite
Aplicativo	Para Comercial
Serviço pós-venda fornecido	Peças de reposição gratuitas, suporte on-line, instalação em campo, comissionamento e treinamento, suporte técnico em vídeo, outros, manutenção em campo e serviço de reparo
Recurso	Perda de peso, endurecimento da pele, redução da celulite
Função	Emagrecimento corporal
Tecnologia	Eletromagnético Pulsado de Alta Intensidade
Serviço pós-venda fornecido	Peças de reposição gratuitas, suporte on-line, suporte técnico de vídeo

**Contate-nos! Saber mais!**