



# ***C2 Vertical Magnetic Thin***

**Painless, sweat-free, convenient and fast**

# Multi-angle display



Simpler, higher smile  
No diet, no exercise







## Como funciona esta máquina?

Adota eletromagnético pulsado de alta intensidade para construir músculos e tonificar o abdômen, braços, pernas e nádegas.

# Bodybuilding fat burning Get in shape easily



Simpler, higher smile  
No diet, no exercise



## MUSCLE SHAPING MACHINE



### Construção de músculos

As contrações supramáximas intensivas estimulam a reação dos músculos. A energia reconstrói a estrutura interna, causando o crescimento das células musculares, a criação de proteínas e cadeias de fibras musculares. Este procedimento leva a resultados em maior densidade e volume muscular.



Uma variedade de estilos e especificações podem ser selecionados

#### Remoção de gordura

A musculação melhora a liberação de epinefrina, o que traz um efeito óbvio que leva a supramáxima lipólise nas células adiposas.

#### Melhoria da circulação linfática

As ondas eletromagnéticas estimulam a hemoglobina, aumentam o fluxo sanguíneo, a circulação linfática. O procedimento aumenta que as células de gordura mortas são eliminadas naturalmente.

#### Alta intensidade


TeslaSculpt baseado em energia magnética de alta intensidade, que pode cobrir grandes músculos esqueléticos do corpo humano, e esse alto nível de energia permite uma resposta muscular com uma profunda remodelação de sua estrutura interna.

# Working principle

Using non-invasive High-Intensity Focused Magnetic Vibration (HIFEM) technology, Magnetite uses two oversized treatment handles to release high-frequency magnetic vibration energy, which penetrates to a depth of 8cm muscle tissue, induces continuous expansion and contraction of muscles, and achieves high-frequency extreme training, deep remodeling and growth of myofibrils (muscle enlargement), and the production of new collagen chains and muscle fibers (muscle hyperplasia), thereby training and increasing muscle density and volume.

The 100% extreme muscle contraction of HIFEM technology can trigger a large amount of fat breakdown. The fatty acid concentration is too high, causing the fat cells to die and be excreted by the body's normal metabolism within a few weeks.

Therefore, Magnetic Lisu can strengthen and increase muscle, and at the same time achieve the effect of reducing fat.



Estimulação mais forte

A bobina de camada dupla gera efeitos eletromagnéticos de alta intensidade mais profundos e fortes.

Tecnologia de resfriamento líquido

TeslaSculpt equipado com aplicadores refrigerados a líquido que permitem operação de longa duração sem qualquer problema de superaquecimento. 4 aplicadores de estimulação magnética para tratar todas as suas preocupações de forma independente ou simultânea.

# Effect comparison



máquina emslim  
máquina de esculpir em para venda

em máquina fina  
máquina de esculpir corpo ems  
máquina de beleza de emagrecimento corporal ems  
máquina de emagrecimento corporal ems

**Por favor, consulte-nos para mais detalhes do produto  
24 horas online!**