

A photograph of a shirtless man from the waist up, standing next to a medical device. The man has his hands on his hips, showing a well-defined abdominal muscle. To his left is a white and grey medical device with two circular attachments labeled 'A' and 'B'. A small screen on the device shows a grayscale image. The background is a light blue surface with a diamond plate pattern.

C2 Vertical Magnetic Thin

Painless, sweat-free, convenient and fast

Multi-angle display

...

Simpler, higher smile
No diet, no exercise



Como funciona esta máquina?



Adota eletromagnético pulsado de alta intensidade para construir músculos e tonificar o abdômen, braços, pernas e nádegas.

Bodybuilding fat burning

Get in shape easily

• • •

Simpler, higher smile
No diet, no exercise



MUSCLE SHAPING MACHINE



4K HD SCREEN



4 HANDLES

Construção de músculos

As contrações supramáximas intensivas estimulam a reação dos músculos. A energia reconstrói a estrutura interna, causando o crescimento das células musculares, a criação de proteínas e cadeias de fibras musculares. Este procedimento leva a resultados em maior densidade e volume muscular.



Uma variedade de estilos e especificações podem ser selecionados

Remoção de gordura

A musculação melhora a liberação de epinefrina, o que traz um efeito óbvio que leva a supramáxima lipólise nas células adiposas.

Melhoria da circulação linfática

As ondas eletromagnéticas estimulam a hemoglobina, aumentam o fluxo sanguíneo, a circulação linfática. O procedimento aumenta que as células de gordura mortas são eliminadas naturalmente.

Alta intensidade


TeslaSculpt baseado em energia magnética de alta intensidade, que pode cobrir grandes músculos esqueléticos do corpo humano, e esse alto nível de energia permite uma resposta muscular com uma profunda remodelação de sua estrutura interna.

Working principle

Using non-invasive High-Intensity Focused Magnetic Vibration (HIFEM) technology, Magnetite uses two oversized treatment handles to release high-frequency magnetic vibration energy, which penetrates to a depth of 8cm muscle tissue, induces continuous expansion and contraction of muscles, and achieves high-frequency extreme training, deep remodeling and growth of myofibrils (muscle enlargement), and the production of new collagen chains and muscle fibers (muscle hyperplasia), thereby training and increasing muscle density and volume.

The 100% extreme muscle contraction of HIFEM technology can trigger a large amount of fat breakdown. The fatty acid concentration is too high, causing the fat cells to die and be excreted by the body's normal metabolism within a few weeks.

Therefore, Magnetic Lisu can strengthen and increase muscle, and at the same time achieve the effect of reducing fat.




Estimulação mais forte

A bobina de camada dupla gera efeitos eletromagnéticos de alta intensidade mais profundos e fortes.

Tecnologia de resfriamento líquido

TeslaSculpt equipado com aplicadores refrigerados a líquido que permitem operação de longa duração sem qualquer problema de superaquecimento. 4 aplicadores de estimulação magnética para tratar todas as suas preocupações de forma independente ou simultânea.

Effect comparison



máquina emslim
máquina de esculpir em para venda

em máquina fina
máquina de esculpir corpo ems
máquina de beleza de emagrecimento corporal ems
máquina de emagrecimento corporal ems

**Por favor, consulte-nos para mais detalhes do produto
24 horas online!**