

Já ajudo clientes de 102 países a fazerem bons negócios.

Vários modelos para você escolher.

Descrição do produto




Vantagens


- 1.3 ondas Yag 1064nm Diodo 808nm Alex 755nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados
Alta potência: NOVA alça de 1000 W/ 1200 W/1600 W para opções
2. Grande tamanho do ponto 15*25mm, 12*20mm, 12*38mm, solução de depilação facial e corporal!
3. Sistema de resfriamento: Sistema de resfriamento Dual-TEC exclusivo, mais eficaz para garantir que a máquina funcione o dia todo, 24 horas sem tempo de inatividade.
4. Longa vida: garantia de suporte de vida dupla



A natural



B energy absorbed by hair



C hair follicle died

Uso seguro em todos os tipos de pele

Alex 755nm para pele clara

Speed Diode 808nm para pele amarela

Long Pulse 1064nm para peles mais escuras


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



Recursos e laser de diodo

1. Barra de laser: Barra de laser importada da marca US Coherent/ Dilas

2. 3 ondas: 755nm 808nm 1064nm 3 em 1

3. Tamanho do ponto: 12*20mm, 12*35mm

4. Potência: Alta potência 1000W 1200W 1600W e OEM


3. Resfriamento: O super resfriamento começa congelado em 1 minuto, continua o trabalho em 24 horas

Programa de software

1. Início fácil: Com base em masculino e feminino/6 partes do corpo, adicione 6 tipos de pele que definem o software inteligente

2. 6 opções de idioma, seu idioma nativo pode ser adicionado

3. Serviço de programa OEM disponível (logotipo/sistema...)



**Para mais detalhes do modelo, entre em contato conosco!
On-line 24 horas!!**