

EXFU·FIND S

COMMIT TO BE FIT
GET SCULPTED WITH
EMSCULPT

LESS Fat
Muscle MORE

EXCLUSIVELY AVAILABLE AT IPAL CLINIC

Estimulador muscular eletromagnético de alta intensidade ems máquina de queima de gordura da barriga eletromagnética

PRESET MAN

WORKOUT PROGRAM

HIT HYPERTROPHY Strength Combo 1 Combo 2

Level Time

READY

14 "HD SCREEN
SIMPLE, INTELLIGENT, FAST



+16%
Estimated increase in muscle mass

-19%
Estimated fat reduction

4 CM (1.5 INCHES) LOSS IN WAISTLINE CIRCUMFERENCE
11% REDUCTION IN ABDOMINAL MUSCLE SEPARATION (CALLED DIASTASIS RECTI)
5 X INCREASE IN FAT METABOLISM (APOPTOTIC INDEX INCREASED FROM 19% TO 92% AFTER TREATMENT) 80% PATIENTS WITH VISIBLE LIFTING EFFECT OF BUTTOCKS 96% PATIENT SATISFACTION

Design inovador de início com um clique Pode ajudá-lo a personalizar o sistema/idioma/aparência da tela

PRODUCT PARAMETERS



Como funciona o teslasculpt?

1. Os campos eletromagnéticos de alta intensidade passam através da roupa e da pele para o seu corpo.
2. Assim como o exercício, ele aciona os nervos motores e estimula a contração muscular.
3. E você sentirá vontade de fazer exercícios de alta intensidade.

How It Works

EMSlim NEO is the world's first and only technology that uses **Radiofrequency and HIEMT** (high intensity electromagnetic field) to **eliminate fat and build muscles non-invasively**.


30
minutes



RF

HIEMT+

LESS **-30%**
Fat
on average*



+25%
Muscle
on average*

Fat Breakdown

In less than 4 minutes the **temperature in fat reaches** levels that cause their **permanent damage**.

Muscle Warm-Up

The muscle temperature raises by several degrees, **similar to what a warm-up activity does before any workout**.

Supramaximal Contraction

Muscles in the treated area **are contracted at intensities** that are **not achievable during routine exercise**.

After Treatment

The **fat cells are slowly removed** from the body and the **strained muscle fibers initiate a growth process**. This results in **fat elimination and muscle building**.

Uma sessão (30 minutos/tratamento, 4 tratamentos em 2 semanas):

1. 7 Tesla Intensidade
2. 16% de construção muscular/19% de redução de gordura
3. Equivalente a 20.000 abdominais/50.000 contrações musculares
4. Escultura dupla para a mesma pessoa/pessoa diferente ao mesmo tempo
5. Durabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, com eficiência de resfriamento de reciclagem de água
6. Interface de usuário intuitiva e amigável com programa padrão e manual
7. Nenhum operador/preparações necessárias/Tempo de inatividade

2 alças magnéticas

Recurso: Perda de peso, outros, endurecimento da pele, redução da celulite

Estimulação muscular Ems Máquina de emagrecimento estimulador muscular eletromagnético de alta intensidade



SHELF

Put the tools you can use

STRAP STORAGE

The handles support independent and synchronous work





Main target area

ABS toning

Butt Lift/uptight

Arm/legs firming

Operating parts



Certificação	MDRCE, ce, ISO13485, outro, ISO9001, MDDCe
Recurso	Perda de peso, outros, endurecimento da pele, redução da celulite
Aplicativo	Para Comercial
Serviço pós-venda fornecido	Peças de reposição gratuitas, suporte on-line, instalação em campo, comissionamento e treinamento, suporte técnico em vídeo, outros, manutenção em campo e serviço de reparo
Recurso	Perda de peso, endurecimento da pele, redução da celulite
Função	Emagrecimento corporal
Tecnologia	Eletromagnético Pulsado de Alta Intensidade
Serviço pós-venda fornecido	Peças de reposição gratuitas, suporte on-line, suporte técnico de vídeo

Contate-nos! Saber mais!