

DIODE LASER



ICELLO



MLKJ Melhor máquina de depilação a laser comercial.

De acordo com o princípio da fototermodinâmica seletiva, o comprimento de onda, a energia e a largura do pulso do laser podem ser ajustados adequadamente para fazer o laser passar pela superfície da pele até o folículo piloso da raiz. A energia luminosa é absorvida e convertida em energia térmica que destrói o tecido do folículo piloso, tornando assim o cabelo incapaz de se regenerar, tornando a tecnologia patenteada dos lasers MLKJ indolor e permanente

O dispositivo de depilação a laser é um método de tratamento não invasivo, após o tratamento não causará certos danos à pele circundante, não afetará a vida normal e o trabalho.

□ Máquina certificada pela FDA e CE médica

□ 3 em 1 - Três Tecnologias de Laser em uma máquina

□ Lasers Alexandrita, diodo e Nd:YAG - trata todos os tipos de pele

- ☐ Fácil de operar
- ☐ Treinamento online disponível
- ☐ 50 milhões de disparos por peça de mão!

Lidar com exibição



1. Sem dor. A ponta da peça de mão esfria até -32°C , tornando o tratamento confortável e eficaz
2. Resultados iniciais do tratamento. 2-3 sessões de tratamento podem mostrar resultados permanentes
3. Praticamente sem dor em contato com safira incomparavelmente confortável e seguro
4. Alcance aprimorado da ponta facial. Trate facilmente áreas que normalmente são difíceis de alcançar, incluindo orelhas, narinas e glabella.



Preço da máquina de depilação a laser 755/808/1064nm.

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths

>>America Imported Emitter, strong energy

>>10/12 pieces or 16 pieces Germany Dilas original laser bars, 1200W/1800W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body

Medical diode laser

50000000+shots
can treat 10000+clients

- *Not easy to be burned
- *Low maintenance cost
- *Stable quality



- >>1-10Hz fast frequency,faster, smooth and effective treatment
- >>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment
- >> Italy imported stainless water pump, it can keep machine working long time without stop. Make sure the heat were removed very quickly
- >>Double filters to keep water quality



The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



Tela 4K de 14 polegadas, experiência de toque inteligente

- * 6 estilos de pele para escolher
- * Fácil de operar fornecendo habilidades de operação/serviços de ensino
- * O logotipo e o idioma gratuitos podem ser personalizados na tela



You'll get

Two major service guarantees
Worry-free after-sales

01

Professional after-sales group

24 hours offers the solution
Solve problems quickly with your active cooperation

02

Free maintenance

Warranty period, Send your replacement
parts for free

MLKJ

Fabricante de instrumentos de beleza há 15 anos, possui certificados FDA, CE ,ISO13485.
Estamos empenhados em facilitar o seu negócio de beleza!

Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search

Back To Search Results

Establishment:

WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:

Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: 10082104

Official Correspondent:

Pingping Lv
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:

Wen Xu
4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

Bem-vindo a consultar! 7X24 horas de serviço online!