



Fabricantes de instrumentos de beleza multifuncionais

Depilação a laser de diodo 2 em 1 remoção de tatuagem a laser nd yag

Descrição dos produtos

2in1 Multifunctional combination machine



- ✓ Hair removal
- ✓ Toner whitening
- ✓ Mole removal



- ✓ Tattoo removal
- ✓ Freckle
- ✓ Birthmark removal



Real shot display

Higher-definition screen, stronger cooling effect,
more effective treatment



Laser de diodoElight/IPLNd yagRF, 4 alças diferentes em uma máquina



1. Este 4 em 1 RFElight IPLdiode lasernd yag laser tem acessórios de alta qualidade, forte potência*Diode laser handle use Germanyimported golden laser bar,50 milhões de disparos de tempo.

* Cabo Elight usa lâmpada do Reino Unido, 150.000-30.000 fotos

* Nd yag: Equipar 5 cabeças de tratamento, 1064nm/532nm ajustáveis, 1064nm/532nm fixo, 1320nm fixo.

*RF: Equipe 6 cabeças de tratamento, usadas para remoção de rugas, levantamento de pele, endurecimento da pele.

Three wavelengths work together



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.





HANDLE-ADVANTAGE



specification

- Multiple choice
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- Multifunction
1320nm for skin rejuvenation
- Indicator light
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm



Before and after



14inch true touch screen

6 kinds skin type for choice. accept ODM OEM Service.

The new **14-inch** screen is clear easy to operate.



Para obter mais informações sobre a introdução do produto e detalhes de uso,

por favor consulte-nos imediatamente

On-line 24 horas!!