



DIODE LASER HAIR REMOVAL

PAINLESS HAIR REMOVAL, NO SIDE EFFECT

MORE



Diode Laser
Permanent hair removal

Por que todos os salões de beleza e esteticistas escolhem titânio

1. Profissional. temos mais de 15 anos de experiência na área de máquinas de beleza de alta qualidade.
2. Segurança. nenhum efeito colateral na pele e glândulas sudoríparas, sem cicatriz.
3. Resfriamento rápido, que consegue depilação indolor.
4. Populares. Comprimento de onda triplo: 755nm 808nm1064nm, adequado para todos os tipos de pele, cabelos finos de pele negra podem ser facilmente removidos.
5. Alta energia. Tamanho do ponto maior, 50 milhões de tiros, destrói efetivamente os folículos capilares, depilação permanente.

Lidar com show

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



- >>> Big Tamanho do Ponto 12*20mm, 12*35mm for option
- >>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
- >>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment



>>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment
>>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair removal



- * Tela 4K de 14 polegadas, oferecendo uma experiência de toque super bacana.
- * Serviço OEM é aceito. parâmetro de ajuste está ok.
- * Adicione seu logotipo e idioma gratuitamente

Especificação de Máquina de depilação a laser de diodo

Item	Laser de diodo vertical 755nm808nm1064nm
tipo de laser	Barra de laser médico de laser de diodo: 10bars/15bars
Potência de cada barra	Médico com 120w/Bar
Sistema de exibição	Tela de toque de cor verdadeira de 14 polegadas
Comprimento de onda	808nm/755nm/1064nm
Spot Size	Médico com 12*24mm ² /12*36mm ²
vida útil do punho do laser	Pelo menos 40 milhões de tiros
Energia	10-150 J/cm ² ajustável (até 150J/cm ² opcional)
Duração do pulso	30~400ms ajustável
Frequência	1,0-10 Hz;
Sistema de refrigeração	Compressorarfechar circulação de água
Lidar com energia	1000w/1200w/1600w/1800w
Potência da máquina	4000w
Fonte elétrica	220 V/50 Hz ou 110 V/60 Hz
temperatura do cristal	-20~3°C
Temperatura da máquina	24°C
Requisito de energia	AC220V/110V 50~60Hz

Mostra de máquina





OEM professional, serviços do ODM:

- Imprimir qualquer cor.
- Adicione seu logotipo
- Adicione qualquer idioma ao sistema da máquina.
- Projete um invólucro de máquina exclusivo para você, forme sua própria marca no

mercado.

- Projete uma nova interface e sistema de máquina, tornando-o mais conveniente para você e seus clientes.

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



máquinas de estética médica estética, máquinas de estética avançada, laser de diodo 755 808 1064, máquina de depilação a laser de diodo, máquina de depilação a laser

**Por favor, consulte-nos para mais detalhes.
24 horas online!**