



Nova máquina de depilação a laser de diodo médico

Tela grande 4K HD de 14 polegadas

Mão médica de alta potência 1200W1800W

O design dos puxadores é mais tecnológico

A alça pesa cerca de 350g, que é menor e mais leve

Ponto de 12 * 24 mm 12 * 36 mm, atende totalmente às necessidades de tratamento de diferentes partes

Machine Display



1. Abordagem mais forte, mais rápida, mais inteligente e, o mais importante, sem dor para depilação.
2. 755nm, 808nm, 1064nm máquina de depilação a laser de diodo
3. Sistema de resfriamento TEC, 1 minuto de resfriamento do cabo



Before and After

Treatment comparison



Dispositivo 100% eficaz sem substituir tom de pele, açúcar, cor de cabelo. Para mais detalhes de aplicação, consulte !