

7D Focused Ultrasound



Sistema de Ultrassom Focado de Alta Intensidade Macro e Micro
Tratamento Não Cirúrgico de Lifting Facial, Refirmante Corporal e Sistema de Contorno Corporal!
Descrição dos produtos

FACIAL SCULPTURE

Smaller, more convenient, more accurate, more suitable for facial skin

- 1.5 mm
- 3.0 mm
- 4.5 mm

7D HF HANDLE

More comprehensive, more detailed and more suitable for comprehensive treatment of the body


- MF2
- MF6
- MF9
- MF13
- L4-4.5
- L7-1.5
- L7-3.0



Use ultrassom de alta energia com foco na posição de tratamento, para que o tecido da pele crie o térmico e faça células de fricção de alta velocidade para estimular o colágeno. Tal efeito de calor não prejudicará a epiderme, porque o tratamento rápido e acesso direto ao local do tratamento dentro de 0-0,5 segundos, sem tocar no tecido circundante e pode ser passado diretamente para o sistema de membrana do tendão superficial (SMAS), para que possa ser feito pele firme enquanto puxa a camada muscular, face fina até o efeito progressivo.




EXFU




Face Treatment



Body Treatment



Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Modelo	Ultrassom focado no dispositivo de terapia 7D
Nome	Ultrassom Focalizado de Alta Intensidade

Alças	Facial: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D HF: MF2/6/9/13
	L4-4.5 L7-1.5 L7-3.0
Produção de energia	0,1J-2,5J (0,1J por passo)
Espaço entre Ponto	1,0 mm-4,0 mm
Comprimento do tiro	5mm-25mm
tiros	Cada cartucho 300000 tiros
Tamanho da tela	15 polegadas
Tensão	110 V-240 V, 50/60 Hz



Rejuvenescimento da pele com tela sensível ao toque colorida

1. Tela sensível ao toque grande de 15,6 polegadas, projetada humanizada
2. Masculino/feminino, partes do corpo, 6 tipos de pele para opção.
3. Inglês seu idioma nativo.
4. Serviço gratuito de programa OEM (logotipo/sistema...)

Bem-vindo a consultar mais detalhes do produto!