

Primeira empresa que ofereceu dois anos de garantia, serviço vitalício.
Máquina de emagrecimento corporal e facial, removedor de rugas, revitalizador de pele,
máquina focada 11d de ultrassom

EXFU Seiko

11D HIFU

Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

SAFE EFFECTIVE MULTI-DEPTH


Energy: J
Distance: mm
Length: mm


Count: ← →

Máquina de rejuvenescimento da pele a laser para corpo e rosto, sistema de rejuvenescimento da pele, ultrassom focado 11D 11D HIFU

*Uma alta taxa de repetição de pulsos curtos é aplicada profundamente na derme, alcançando alta potência média e acúmulo de calor terapêuticamente eficaz, praticamente sem dor. *A máquina mais recente possui um total de 11 sondas, totalmente esculpidas e antienvelhecimento. *Tratamento não cirúrgico de levantamento facial, endurecimento e sistema de Modelagem de contorno corporal. A mais recente tecnologia de ultrassom focada em alta energia do mundo.

Descrição dos produtos






MF2.0MM

Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Utilize ultrassom de alta energia com foco na posição de tratamento, para que o tecido da pele crie a térmica, e faça células de fricção de alta velocidade para estimular o colágeno. Esse efeito de calor não prejudicará a epiderme, pois o tratamento tem acesso rápido e direto ao local de tratamento em 0-0,5 segundos, sem tocar no tecido circundante e pode ser passado diretamente para o sistema de membrana do tendão superficial (SMAS), para que possa ser feito pele firme enquanto puxa a camada muscular, rosto fino para cima para o efeito progressivo.




Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

7 CARTRIDGES + 4 GUN HEADS

1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm for face treatment
6.0mm, 9mm, 13mm for body treatment.

Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Model	Ultrassom focado em dispositivo de terapia 7D
Nome	Ultrassom focado de alta intensidade

Alças	Facial: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D AF: MF2/6/9/13
	L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Produção de energia	0,1J-2,5J (0,1J por etapa)
Espaço entre Ponto	1,0 mm-4,0 mm
Comprimento do tiro	5mm-25mm
tiros	Cada cartucho 300.000 tiros
Tamanho da tela	15 polegadas
Tensão	110V-240V, 50/60Hz



Rejuvenescimento da pele com tela colorida sensível ao toque

1. Tela de toque grande de 15,6 polegadas, projetada humanizada
2. Masculino/feminino, partes do corpo, 6 tipos de pele para opção.
3. Inglês sua língua nativa.
4. Serviço de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

High-Intensity Focused Ultrasound

Anti-Wrinkle & V- shape face rebuilt



Se você tiver alguma dúvida sobre equipamentos de beleza, busca de parceiros e empreendedorismo em beleza, consulte a MLKJ!

Tel/Whatsapp: 86 15965364558

E-mail: sale@mingliangkj.com