




Vantagem

- Máquina certificada ROHS e Medical CE
- 3 em 1 - Três tecnologias laser em uma máquina
- Lasers de Alexandrita, diodo e Nd:YAG - trata todos os tipos de pele
- Fácil de operar
- Treinamento on-line disponível
- 50 milhões de disparos por peça de mão!

Lidar com exibição

Ergonomic design



Comfortable
painless hair removal



Mild cooling
No irritation



ICE

ONLY 350G
HANDLE

Medical diode laser

**50000000+shots
can treat 10000+clients**

- *Not easy to be burned
- *Low maintenance cost
- *Stable quality



* Monitora a temperatura do aplicador 1.000 vezes por segundo

*Mantém a temperatura durante toda a sessão para proporcionar um tratamento confortável e seguro. *A ausência de tempo de inatividade para resfriamento se traduz em maior produtividade para sua clínica

*SISTEMA PODEROSO E EFICIENTE PARA TODOS OS TIPOS DE PELE *Comprimento de onda ideal 755nm 808nm 1064nm

*Alta potência de pico de 2000W,Fluência de até 150 J/cm2/cm2 *Tamanho do ponto 12x24mm
Sistema de tela



*Grande tela colorida sensível ao toque com software avançado de interação humano-computador intuitivo e fácil.

*Adicione seu idioma gratuitamente.

Efeito do tratamento



Before and After

Treatment comparison



1. Sem dor. A ponta da peça de mão esfria até 0-3C, torna o tratamento confortável e eficaz.
 2. Resultados iniciais do tratamento. 2-3 sessões de tratamento podem mostrar resultados permanentes
 3. Contato virtualmente sem dor com safira de Real-5C mais incomparável conforto e segurança.
- perfil de companhia



EXFU

OEM&ODM Professional Design



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

NQA13485, CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd (abreviatura:MLKJ) localizada em Shandong, China. Estamos neste campo há mais de 15 anos, temos muita experiência em design e fabricação. Nossas máquinas mais populares, incluindo laser de diodo de 808 nm, máquina IPL, máquina SHR, laser Nd yag, máquina de emagrecimento corporal por cavitação, laser de picossegundos... foram vendidos para mais de 102 países.

estamos muito satisfeitos porque nossos produtos agregaram valor aos nossos clientes em todo o mundo.

Por favor, envie-me uma pergunta pelo MELHOR preço!