



Medical Diode Laser Hair Removal

1800W+1200W handles





Por que todos os salões de beleza e esteticistas escolhem titânio

1. Profissional. temos mais de 14 anos de experiência na área de máquinas de beleza de alta qualidade.
2. Segurança. nenhum efeito colateral na pele e glândulas sudoríparas, sem cicatriz.
3. Sistema de refrigeração TEC, resfriamento rápido, que consegue depilação indolor.
4. Popular. Comprimento de onda triplo: 755nm 808nm1064nm, adequado para todos os tipos de pele, cabelos finos de pele negra podem ser facilmente removidos.
5. Alta energia. Tamanho do ponto maior, 20-40 milhões de tiros, destrói efetivamente os folículos capilares, depilação permanente. Também alertam a velocidade e a eficiência do tratamento.

Lidar com show




Laser show Handle laser bar optional



Working Principle

Suits for all skin and hair types




- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



Feedback do cliente

Treatment Comparison



**Por favor, consulte-nos para mais detalhes.
24 horas online!**