



Máquina de esculpir o corpo em máquina de esculpir o corpo em máquina de esculpir o corpo em máquina de esculpir o corpo em



EXFU FindX

Illuminate your beauty

Strip design

4 Handles

Compact system

Multifunctional

Como funciona esta máquina?


Adota eletromagnético pulsado de alta intensidade para construir músculos e tonificar o abdômen, braços, pernas e nádegas

Four handles work together

30 Mins Treatment
= 30,000 Workouts

Construção de músculos

As contrações supramáximas intensivas estimulam a reação dos músculos. A energia reconstrói a estrutura interna, causando o crescimento das células musculares, a criação de proteínas e cadeias de fibras musculares. Este procedimento leva a resultados em maior densidade e volume muscular.



Remoção de gordura

A musculação melhora a liberação de epinefrina, o que traz um efeito óbvio que leva a supramáxima lipólise nas células adiposas.

Melhoria da circulação linfática

As ondas eletromagnéticas estimulam a hemoglobina, aumentam o fluxo sanguíneo, a circulação linfática. O procedimento aumenta que as células de gordura mortas são eliminadas naturalmente.

Alta intensidade

TeslaSculpt baseado em energia magnética de alta intensidade, que pode cobrir grandes músculos esqueléticos do corpo humano, e esse alto nível de energia permite uma resposta muscular com uma profunda remodelação de sua estrutura interna.

SCREEN 4K HD



4 aplicadores de estimulação magnética para tratar todas as suas preocupações de forma independente ou simultânea

Effect comparison



esculpir o corpo ems

**Por favor, consulte-nos para mais detalhes do produto
24 horas online!**