

Diode Laser

ice Hair removal



1200W 1800W Laser Titânio máquina de depilação

1. Laser de diodo técnico, adequado para todos os tipos de pele e cabelo.
2. Alças: tamanho do ponto 12*24mm, o outro 12*36mm
3. Tratamento rápido: frequência de 1-10Hz, barras de laser importadas da Alemanha.



Ar água refrigeração por compressor
Tratamento de sensação de gelo, confortável e indolor

Punho da máquina de depilação de titânio

A alça de 1,12 x 24 mm pode ser usada em pequenas partes do corpo, como depilação facial e outros locais pequenos.

2,12*36mm pode ser usado em grandes partes do corpo, como costas, braços e pernas.....

Comprimento de onda triplo incluído: 755nm 808nm 1064nm

755nm adequado para depilação de pele clara.

808nm adequado para depilação de pele neutra.

1064nm adequado para depilação de pele negra

Medical 1200W/1800W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar



755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin


(black hair removal)

Laser de diodo 10bars 1200W15bars 1800W:

* **Barra de laser Dilas importada da Alemanha. (Barra laser dourada mais recente e de melhor qualidade)**

* **Tiros: 20-50 milhões de tempo de tiros**

* **755 808 1064nm é para todos os estilos de pele e cabelo**



Tela de exibição

- 1) Tamanho grande: tela de toque colorida de 14 polegadas usada.
- 2) Vários idiomas: três tipos de opções de tipos de pele, fáceis de operar.
- 3) serviço oem: seu logotipo pode ser adicionado na tela da máquina gratuitamente, aceite seu idioma especial.