

Hair Removal+Tattoo Removal

2in1 machine



Diode laser handle



Picosecond handle



Remoção de tatuagem a laser de picossegundo 532 755 1320 1064nm
máquina de remoção de tatuagem a laser q switch nd yag

Machine introduction



Qualidade artesanal, reflete os detalhes extremos Design racional 1. O produto tem uma aparência nova e é vendido principalmente como um modelo quente 2. Suporte de alça ajustável, forte e durável 3. Alça antiderrapante, design ergonômico 4. Tubo de conexão de tratamento estendido

5 TREATMENT HEADS

A solution to a variety of skin problems

532: Remove colored tattoos.

755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin

Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect



Menor tamanho 1. Adote componentes principais de equipamentos médicos. O tamanho da máquina é menor. 2. Menor frete transfronteiriço do que máquinas comuns. 3. A alça é menor e mais conveniente de usar



5 cabeças de tratamento, design de fio externo removível e giratório

1. 532: Remova tatuagens coloridas.


2. Cabeça de favo de mel 755: usada para remover manchas senis, sardas e cloasma. pouco dano à pele

3. Parâmetro ajustável 1064: para remoção de tatuagens, limpeza de sobrancelhas


4. Parâmetro não ajustável 1064: usado para remover tatuagens e limpar sobrancelhas

5. 1320: tratamento de grande área, ponto grande, velocidade de tratamento rápida e bom efeito

Working Principle




Mecanismo de cassete Q-switch de pedra importada, todo o laser sólido, sem substituir o Q-switch. Remoção de tatuagem. Remova pigmentos de tatuagem pretos, azuis, marrons e vermelhos na sobrancelha, linha dos olhos, linha dos lábios e outras partes do corpo. Remova marcas de nascença, nevos e manchas dérmicas. Jateamento instantâneo de alta tecnologia laser, padrão internacional de produção, teste técnico estritamente. Uma solução para uma variedade de problemas de pele.



DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



Máquina de depilação a laser profissional nd yag 2 em 1, equipamento multifuncional de beleza

* Barra de laser importada Dilas dos EUA ou Alemanha, vida mais longa.

* Mais de 50 milhões de fotos, mais de 3 anos não precisam mudar o novo identificador.

* 3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados



800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

Uso seguro em todos os tipos de pele

1. Alex 755nm para pele clara

2. Diodo de velocidade 808nm para pele amarela

3. Pulso longo 1064 nm para pele mais escura

CLINICAL EFFECT



Tela de exibição

Grande tela sensível ao toque de 12,1 polegadas em cores reais

Experiência de toque super legal

6 idiomas para sua escolha, idioma especial pode ser adicionado

O serviço OEM é aceito, como parâmetro de ajuste, inclui escopo de energia/fre/tempo



Dual Handles in One System

Work simultaneously or independently
faster treatment for more profits

Mais detalhes do produto e métodos de aplicação, entre em contato conosco!
Serviço on-line 7*24 horas!