



### **Laser de diodo laser Nd yag**

1. Este laser de diodo 2 em 1 laser nd yag tem acessórios de alta qualidade, potência forte
2. Tempo de disparos para alças: uso de alça de laser de diodo Alemanha barra de laser dourada importada, 10-40 milhões de tempo de disparos.
3. Nd yag: Equipamento de 5 cabeças de tratamento, 1064nm/532nm ajustável, 1064nm/532nm fixo, 1320nm fixo.







**Sobre o identificador**

## *Three wavelengths work together*

**12\*20mm<sup>2</sup>** {



**12\*35mm<sup>2</sup>** {



**Suitable for hair removal on any part of the body,  
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.**




7558081064 ternos de laser de diodo para tratamento de todos os tipos de pele e cabelo.  
Barra Laser Importada. 20-40 milhões de tiros de tempo.





**Before**

**After**




**Before**



**After**



**Before**



**After**

# 5 therapeutic **Heads**

■ 532 & 1064: removing tattoo, eyeliner and lip line

■ 1320: black-faced doll whitening and whitening skin

■ Adjustable 532 & 1064: removing large-area tattoos



Adjustable  
532nm



Adjustable  
1064nm



Black doll  
1320nm



Fixed  
532nm



Fixed  
1064nm

Remoção de tatuagem Nd yag:

Equipar 5 cabeças de tratamento, 1064nm/532nm ajustável, 1064nm/532nm fixo, 1320nm fixo.


# Working Principle



1. Masculino/feminino, partes do corpo, 6 tipos de pele para opção.
2. Inglês seu idioma nativo.
3. Serviço de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)



# System Design



**808 Mode:Operation interface**



**Laser Mode:Tattoo removal**

## Informações de tamanho

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item                    | 808nd yag laser                                                                                                  |
| Peça de mão             | Punho de remoção de tatuagem a laser Nd yag, laser de diodo 808                                                  |
| Fonte de energia        | 2000w                                                                                                            |
| Frequência SHR          | 1-10Hz                                                                                                           |
| 808 Tamanho do ponto    | 12*20mm, 12*35mm                                                                                                 |
| Punho do laser Nd yag   | barra de laser de importação, com total de 5 sondas                                                              |
| Energia                 | 10-50 J/cm2                                                                                                      |
| Duração do pulso        | 1-10 ms                                                                                                          |
| Resfriamento da pele    | -21                                                                                                              |
| Sistema de refrigeração | Cabeça de tratamento de circuito de ar e água fechada com temperatura de resfriamento de semiconductor ajustável |
| Exibição                | Tela de toque LCD TFT de 12 polegadas true color                                                                 |
| Tensão                  | 220v/50hz ou 110v/60hz                                                                                           |
| Tamanho da embalagem    | 116*60*61cm                                                                                                      |
| Peso bruto              | 90kg                                                                                                             |





# 15 Years Laser Beauty Device Manufacturer

Make your beauty business easier



1. Weifang Sunshinekj electronics Co., Ltd (abreviatura: MLKJ) é um fabricante altamente profissional e experiente de equipamentos de beleza na China, tem 15 anos na indústria de beleza. Temos produção profissional R & D department, pode fornecer suporte técnico, garantia de 2 anos.

# Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity  
R&D capability for customization  
Professional certifications and approvals



Product Customization Design



Program Debugging



Batch Production



Production and Processing



Machine Debugging



Fine and Safe Packaging

# Packing

Safe and thoughtful packaging service



## Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board  
inside aluminum box**



## 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service