



*IPL A6*  

---

**For hair removal  
& skin rejuvenation**

**Vantagem do produto: rejuvenescimento da pele**

O cabo IPL usa lâmpada do Reino Unido, 150.000-30.000 fotos. Tamanho do ponto 15\*50mm. O desempenho de refrigeração é excelente.

Ele usa tela de toque LCD colorida super sensível de 8.4TFT, todas as configurações de parâmetros podem ser concluídas facilmente aqui.

Adicione seu próprio Logotipotipo e idioma na máquina.



**Sobre o identificador**

# Elight Handle Design



## Specification

Optional Spot Size:  
15\*50mm

Imported UK lamp

Long shots time:  
150,000--300,000 times

7filters:  
420/510/560/585/640/690/755nm

Super cooling system



Adequado para todos os tipos de pele, resultados de tratamento de alta eficiência.



Rejuvenescimento da pele da tela de toque colorida de 8,4 polegadas

1. tela de toque grande de 8,4 polegadas, projetada humanizada

2. Masculino/feminino, partes do corpo, 6 tipos de pele para opção.
3. Inglês sua língua nativa.
4. Serviço de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

# Screen interfac

## Professional Screen, Easy operation



### Main Menu

8.4 inch true color big touch screen  
Super cool touch Experience.



### IPL mode:

5 options for skin treatment



### IPL mode:

operation interface




### Multi-language screen:

6 languages for your choice



### System setting



### System setting

### Informações de tamanho

Sonda	IPL: lâmpada importada do Reino Unido de 15*50mm
Comprimento de onda	420/510/560/585/640/690/755nm
Vida	150.000-30.000 tiros
Tela	Tela de toque colorida de 8,4 polegadas
Sistema de refrigeração	1200W TEC Cooling Air Cooling Water Cooling Sistema 3 em 1
garantia	2 anos para máquina
Plugue	EUA, UE, AU, 110V e 220V
Peso	30KG
Logo	Adicione o logotipo gratuitamente
Língua	Qualquer idioma como o seu

## Multi-angle display



Left view



Front view



right elevation