



1,3 ondas 1064nm Diodo 808nm 755nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados

Alta potência: NOVA alça de 1000 W/ 1200 W/1600 W para opções

2. Grande tamanho do ponto 12*20mm , 12*35mm solução para depilação facial e corporal!

3.Sistema de resfriamento: Sistema de resfriamento Dual-TEC exclusivo, mais eficaz para garantir que a máquina funcione o dia todo, 24 horas sem tempo de inatividade.

4. Longa vida: garantia de suporte de vida dupla

Punho da máquina de depilação a laser de diodo :



Different spot size Handle color optional



Uso seguro em todos os tipos de pele

Speed Diode 808nm para pele amarela

Long Pulse 1064nm para peles mais escuras

Alex 755nm para pele clara

Programa de software

1. Masculino e feminino, 6 partes do corpo, 6 tipos de pele configuração de software inteligente
2. 6 opções de idioma, seu língua materna pode ser adicionado
3. OEM serviço de programa disponível (logotipo/sistema...)



Before and **After**

We help you
Goodbye to the embarrassment



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After