

Medical handle is Lighter handle

Stronger, Faster, Smarter

1600w big handle power 24 hours working Painless hair removal



● 12*24mm²



● 12*36mm²

[Learn more](#)



Mais vendido

13 anos de fábrica, 2 anos de garantia, 102 países, mais de 60.000 clientes

MLKJ——Torne seu negócio de beleza mais fácil

Machine advantage:

- Machine warranty 2 years
- Custom language system
- 1800w high power hair removal
- Fast and safe



Vantagens


1. 3 ondas 1064nm Diodo 808nm 755nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados
- Alta potência: NOVO cabo de 1200 W/1800 W para opções
2. Grande tamanho do ponto 12*24mm, 12*36mm solução de depilação facial e corporal!
3. Sistema de resfriamento: Sistema de resfriamento Dual-TEC exclusivo, mais eficaz para garantir que a máquina funcione o dia todo, 24 horas sem tempo de inatividade.
4. Longa vida: garantia de suporte de vida dupla

TEC cooling system

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser





Características da depilação a laser de diodo de platina:

- »»Segurança: Sem queimaduras na pele, sem danos à pele e glândulas sudoríparas, sem cicatriz, sem qualquer efeito colateral.
- »»Rápido: tamanho de ponto grande 12*36mm, tratamento eficaz e rápido em grandes áreas de tratamento
- »»Depilação permanente: remove todos os hairs de todos os tipos de pele, inclusive bronzeada.
- »»Temperatura do cristal: $\sim 5-3^{\circ}\text{C}$, reduz a dor e aumenta a sensação de conforto no tratamento.

Detalhes do identificador

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area


Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth






755 nm



808 nm




1064 nm



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Lidar com tempo de vida longa 20-40 milhões de tiros

Adequado para depilação a laser de diodo em toda a pele do corpo

Bom efeito da depilação a laser de diodo de platina

Tipo de Laser	Laser de diodo 808nm ou 755/808/1064 3 ondas
Mostrar	Sistema de tela sensível ao toque de 14 polegadas
Comprimento de onda	808nm ou 755/808/1064nm
tiros	40 milhões de tiros
Energia	10~150 j/cm2, ajustável
Frequência	1-10Hz
Resfriamento	Resfriamento TEC duplo
Poder	3000W
Tamanho do ponto	12*36mm ou 12*24mm para escolher
Tensão	110 V/60 HZ ou 220 V/50 HZ para escolher

1) Tela pode adicionar seu próprio logotipo

2) tela com 6 idiomas

3) diferentes partes do corpo para escolher, um toque pode iniciar o seu tratamento!

Certificado


Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

perfil de companhia

1. A empresa Weifang Minliang tem 13 anos de experiência em fabricação de equipamentos de beleza

Customer visit



2.Temos departamento profissional de P & D de produção

3.Feedback dos clientes □ Apoio shell de máquina OEM □ Sistema de máquina OEM □ pode adicionar seu próprio logotipo....

Research and Development

We have professional Production R & D department.
From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CAD and PCB drawing



Electrical schematic diagram and preparation procedures



Ammeter test



Install the motherboard



Assemble the hardware



Leave the factory after passing the inspection

