



Recursos

1. Sem ferimentos na pele e no folículo piloso; sem risco de cicatrizes.
2. Explosão instantânea de alta tecnologia a laser, padrão internacional de produção, teste técnico estritamente.
3. Mecanismo de cassete Q-switch de pedra importado, todo o laser sólido, sem substituir o Q-switch.
4. Tratamento indolor, pouco efeito colateral.
5. Fácil de operar.



Seleção de cor

Podemos personalizar as cores que você precisa de acordo com suas necessidades.

Product **Features**



ND YAG Laser Handle

1064 nm comprimento de onda: livrar-se de sardas e mancha amarela marrom, tatuagem de sobrancelha, tatuagem de linha de olho falhada, tatuagem, marca de nascença e nevo de Ota, pigmentação e mancha de idade, nevo em preto e azul, vermelho escarlata, café profundo e etc. cor profunda. 532 nm comprimento de onda: livrar-se de sardas, tatuagem de sobrancelha, tatuagem de linha de olho falhada, tatuagem, linha de lábios, pigmento, telangiectasia em vermelho raso, marrom e rosa e etc. cor clara. remoção de pigmento.

1320 nm Profissional para o rejuvenescimento da pele e limpeza profunda do rosto, remoção de cravos, endurecimento e clareamento da pele, rejuvenescimento da pele.

5 therapeutic **Heads**

■ 532 & 1064: removing tattoo, eyeliner and lip line

■ 1320: black-faced doll whitening and whitening skin

■ Adjustable 532 & 1064: removing large-area tattoos



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm

Working Principle



Treatment Effect






6 ASCENDANCY

OPEN YOUR BEAUTIFUL LIFE





ZERO HARM COUNTER NO SIDE EFFECTS





INDICATOR LIGHT 5 LASER TIPS IMPORTED LASER ROD

Tela da máquina de remoção de tatuagem a laser ND yag, aceita serviço OEM

SCREEN IMAGE



Machine **Parts**



Product **Advantages**

Spot diameter
and interval
are adjustable

Continuous
and
super pulse

The best
USA RF
laser tube

Easy and fast
treatment

For
different area
of the body

