

EXFU Seiko



11D HIFU

Macro & Micro High
Intensity Focused Ultrasound System



SAFE



EFFECTIVE



MULTI-DEPTH



Макро- и микрофокусированная ультразвуковая система высокой интенсивности
Безоперационный метод подтяжки лица, укрепления тела и контурной пластики тела!

[Описание продукции](#)





Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

7CARTRIDGES+4 GUN HEADS

1.5mm,2.0mm,3.0mm,4.5mm for face treatment
6.0mm,9mm,13mm for body treatment.

Используйте высокоэнергетический ультразвук, фокусируясь на месте лечения, чтобы ткани кожи создавали тепло, и создавали высокоскоростные фрикционные клетки для стимуляции коллагена. Такой тепловой эффект не повредит эпидермис, поскольку обработка обеспечивает быстрый и прямой доступ к месту лечения в течение 0-0,5 секунды, не касаясь окружающих тканей и может передаваться непосредственно в систему поверхностных сухожильных мембран (SMAS), поэтому его можно сделать упругую кожу, одновременно подтягивая мышечный слой, тонкое лицо до прогрессивного эффекта.







MF2.0MM

Unique ultra-thin probe Clexis patented technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Body Treatment



• Treatment Effect •



Модель	7D-терапевтическое устройство сфокусированного ультразвука
Имя	Фокусированный ультразвук высокой интенсивности

Ручки	Лицо: 1,5 мм, 3,0 мм, 4,5 мм 7Д ВЧ: МФ2/6/9/13 Л4-4,5 Л7-1,5 Л7-3,0
Выход энергии	0,1-2,5 Дж (0,1 Дж на шаг)
Пространство между точками	1,0 мм-4,0 мм
Длина выстрела	5 мм-25 мм
выстрелы	Каждый патрон 300000 выстрелов.
Размер экрана	15 дюймов
Напряжение	110-240 В, 50/60 Гц



Омоложение кожи с помощью цветного сенсорного экрана

1. 15,6-дюймовый большой сенсорный экран, гуманизированный дизайн
2. Мужской/женский, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. Английский язык.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

Добро пожаловать, чтобы получить более подробную информацию о продукте!