

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Новая машина для вычесывания -- V23

14-дюймовый экран HD 4K

Встроен в разные языковые системы

Одна ключевая настройка параметров для разных типов кожи

NEW



NEW





Безопасное перманентное удаление волос на всех типах кожи; безболезненно, очень комфортно во время лечения;

Подходит для любых нежелательных волос на таких участках, как лицо, руки, подмышки, грудь, спина, бикини, ноги...

Вы можете выбрать ручку 808 нм или 755 808 1064 нм, эффективно обрабатывать все цветные волосы.

1 минута быстрого охлаждения. Частота 1-10 Гц. Лечение быстро!!!-

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



One minute cooling **-21°C**

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser



755 808 1064nm Технология является самой передовой технологией для всех различных эпиляции кожи.

- * Импортный лазерный стержень США Coherent.
- * 10-40 миллионов выстрелов (новейшая Золотая лазерная полоса)
- * 10 бар 12 бар 16 бар, на выбор.

* 1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт большая мощность,

Before and After

Treatment comparison



Для получения более подробной информации о продукте, пожалуйста, отправьте нам запрос сейчас.

У нас работает круглосуточная служба онлайн-связи!