

2021 Salon Queen

Trending Model 1600W Laser
4K Smart Screen

Newest Germany Tech
Super Ice Cooling, Pain-free
Get most comfortable treatment



Уже помогли клиентам из 102 стран сделать хороший бизнес.

Различные шаблоны для вас на выбор.

Описание продукта



Преимущества

1,3 волны Yag 1064nm диод 808nm Alex 755nm, можно использовать 3 в 1 для всех типов кожи

Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт для опций


2. Большой размер пятна 12*20 мм, 12*35 мм, раствор для удаления волос на лице и теле!

3. Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-TEC, наиболее эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.


4. Долгая жизнь: двойная гарантия жизнеобеспечения



A natural



B energy absorbed by hair



C hair follicle died

Безопасное использование для всех типов кожи

Алекс 755нм для светлой кожи

Скоростной диод 808нм для желтой кожи

Длинный импульс 1064 нм для более темной кожи


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



Особенности и диодный лазер

1. Лазерная линейка: импортная лазерная линейка US Coherent/Dilas brand
2. 3 волны: 755nm 808nm 1064nm 3 в 1
3. Размер пятна: 12*20 мм, 12*35 мм
4. Мощность: Высокая мощность 1000 Вт, 1200 Вт, 1600 Вт и OEM
3. Охлаждение: суперохлаждение начинается через 1 минуту, продолжается 24 часа.



Гарантия безболезненности

Система охлаждения Super TEC Быстрое охлаждение 1 минута заморозки

Самая низкая температура -22 °C

Before and After

Treatment comparison



Программное обеспечение

1. Легкий старт: на основе мужских и женских/6 частей тела, добавьте 6 типов кожи, установив интеллектуальное программное обеспечение.
2. 6 вариантов языка, можно добавить ваш родной язык
3. Доступна услуга OEM-программы (логотип/система...)

