

GENES LASER

NEWEST COMING, FASTEST
STRONGEST, DOUBLE HAIR
REMOVAL SYSTEM

1200W + 1800W TITANIUM COMING

VIEW MORE

50% OFF

* 1800 Вт диодный лазер высокой мощности с приятной технологией охлаждения, для безболезненной эпиляции!

* Диодный лазер позволяет свету проникать глубже в кожу и безопаснее, чем другие лазеры. поскольку он может избежать пигмента меланина в эпидермисе кожи, мы можем использовать его для постоянного удаления всех цветных волос на всех 6 типах кожи.


* Подходит для любых нежелательных волос на таких участках, как лицо, руки, подмышки, грудь, спина, бикини, ноги... Он также обновляет кожу.

* Частота 1-10 Гц. Обработка быстро!!! Аппарат для быстрого и постоянного удаления волос. Безболезненно!!

Handle display

① Optional 12*24mm/12*36mm light spot size.

Different spot size meet different body parts hair removal needs .



② 10bars 1200w / 15bars 1800w. 10million—40million shots.
Effective for permanent hair removal

③ 755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.

Cooling effect

The handle has a cooling effect that improve treatment comfort.




Лазер Waves сочетает в себе 755 нм, 808 нм, 1064 нм, подходит для лечения всех типов кожи и волос.

755 нм для удаления волос на белой коже (тонкие/золотые волосы)


808 нм для удаления волос с желтой (натуральной) кожи
1064 нм для удаления волос с черной кожи (черных волос)
аппарат для удаления волос с диодным лазером

working principle


-  755 nm for white skin (fine, golden hair removal);
-  808nm for yellow neutral skin (brown hair removal);
-  1064nm for black skin (black hair removal)



A natural




B energy absorbed by hair



C hair follicle died

working principle

Triple wavelength laser spots work together



Сравнение эффекта до и после

Scope of application

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



CE and TUV CERTIFICATE

**U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION**

Home | Food | Drugs | Medical Devices | Radiation-Emitting Products | Vaccines, B1

510(k) Premarket Notification

510(k) | Defects | Registration & Listing | Adverse Events | Re
CFR Title 21 | Radiation-Emitting Products | X-Ray Asse

NEW SEARCH

Device Classification Name	Existed Laser Bar
510(k) Number	K200925
Device Name	Medical Code Laser
Applicant	Weifang Mingliang E No 13A06, Yuyang S Wafang, CN 261000
Applicant Contact	Li Mingliang
Correspondent	Beijing Believe-Med Rm 912, Building A Fangshan District Beijing, CN 102401
Correspondent Contact	Ray Wang
Regulation Number	510K-0133
Classification Product Code	00E
Date Received	03/02/2009
Decision Date	05/27/2009
Decision	Substantially Equivalent
Regulation Medical Speciality	General & Plastic S
510k Review Panel	General & Plastic S
Type	Traditional
Reviewed By Third Party	No
Combination Product	No

Certificate of Compliance

No. 041-7003-WFEC102
Technical Construction No. 10, 14/03/2010

Certificate's Holder: Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd
Floor 3, Workshop 2, No.13A06, Yuyang East Street,
Yuyang Community, Shichang Street, High-tech
Zone, Weifang, Shandong, China

Certification ECM Mark:

Product: LASER BEAUVY DEVICE
Model(s):

Verification to: Standard: EN 60601-2-22:2012 EN 60601-1:2006+A2:2014
Medical Devices Class: Class II
Applied to CE Declaration: Medical Devices Class: Class II

Remarks: The products have been verified in a laboratory. The products comply with the requirements of the Certificate Mark of CE in reference to the above EN standards. The above Compliance mark can be affixed on the products according to the CE regulation about its model and its use. The above information is valid as of the date of issue of this Certificate. The Certificate of Compliance can be checked for validity in our website: <http://www.ecmcert.com>

Additional information: **Declaration of the manufacturer:** The manufacturer, Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd, declares that the product is in conformity with the CE marking requirements through an approved notified body and the product of the conformity activities are marked by the Certificate Mark according to the notified body, before putting the CE mark on the products.

CE Mark

Date of Issue: 22 December 2010

Notified Body: TÜV Rheinland

ICM
11, rue de la Woluwe 62 • 1200 Brussels • Belgium
www.tuv.com.cn • www.tuvrheindland.com

Certificate - Сертификат - 證明書 - 證明書

ITC
Management Systems Certification Body No. 2022
Institute for Testing and Certification, Inc.
1, Bell 206, 754 27 2nd, Czech Republic
www.itcinc.com

CERTIFICATE

No. 10 0144 SJ

We certify on the basis of a performed audit that company
Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd.
338Wang Fang Dongjie Street Weifang China
Company Reg. No.: 3707602000004

Has implemented and documented a functional quality management system
in compliance with the requirements of the standard

EN ISO 13485:2003

Covering the following activities:
Design & Development, Production and Distribution of IPL, Phototherapy System,
MD, YAG G Switched Laser and RF Device

The Certificate is issued on the basis of the results mentioned in Audit Report No.
2009-08-002173. The Certificate validity is confirmed by positive results of surveillance audits,
which the certified company continuously undergoes.

Date of Issue: 05. 01. 2010
Valid until: 05. 01. 2013
Date of the last certificate auditing: 10.07.2009

ITC - Pavel Voh
Head of Certification Body



SHIPPING

Welcome to visit our factory



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month