

EXFU·FIND S

COMMIT TO BE FIT
GET SCULPTED WITH
EMSCULPT

LESS Fat
Muscle MORE

EXCLUSIVELY AVAILABLE AT IPAL CLINIC

Высокоинтенсивный электромагнитный стимулятор мышц ems электромагнитный сжигатель жира на животе

PRESET MAN

WORKOUT PROGRAM

HIT HYPERTROPHY Strength Combo 1 Combo 2

Level Time

READY

14 "HD SCREEN
SIMPLE, INTELLIGENT, FAST



Инновационный дизайн запуска одним нажатием Может помочь вам настроить систему экрана/язык/внешний вид

PRODUCT PARAMETERS




Как работает тесласкульпт?

1. Высокоинтенсивное электромагнитное поле проходит через одежду и кожу в ваше тело.
2. Как и упражнение, оно возбуждает двигательные нервы и вызывает сокращение мышц.
3. И вы почувствуете, что занимаетесь высокоинтенсивной тренировкой.

How It Works

EMSlim NEO is the world's first and only technology that uses **Radiofrequency and HIEMT** (high intensity electromagnetic field) to **eliminate fat and build muscles non-invasively**.


30
minutes



RF

HIEMT+

LESS **-30%**
Fat
on average*



+25%
Muscle
on average*

Fat Breakdown

In less than 4 minutes the **temperature in fat reaches** levels that cause their **permanent damage**.

Muscle Warm-Up

The muscle temperature raises by several degrees, **similar to what a warm-up activity does before any workout**.

Supramaximal Contraction

Muscles in the treated area **are contracted at intensities** that are **not achievable during routine exercise**.

After Treatment

The **fat cells are slowly removed** from the body and the **strained muscle fibers initiate a growth process**. This results in **fat elimination and muscle building**.

Один сеанс (30 минут/процедура, 4 процедуры за 2 недели):

1. Интенсивность 7 тесла
2. Нарращивание мышечной массы на 16%/уменьшение жира на 19%.
3. Эквивалентно 20 000 приседаний/50 000 мышечных сокращений.
4. Двойная лепка для одного и того же/другого человека в одно и то же время
5. Надежность в режиме 24/7 благодаря эффективному охлаждению с рециркуляцией воды.
6. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с программой по умолчанию и ручной программой

7. Не требуется оператор/подготовка/время простоя

2 магнитные ручки

Особенность: Потеря веса, другое, Подтяжка кожи, Уменьшение целлюлита

Стимуляция мышц Ems Высокоинтенсивный электромагнитный стимулятор мышц ems для похудения



SHELF

Put the tools you can use

STRAP STORAGE

The handles support independent and synchronous work





Main target area

ABS toning

Butt Lift/uptight

Arm/legs firming

Operating parts



Сертификация	MDRCE, CE, ISO13485, другое, ISO9001, MDDCe
Особенность	Потеря веса, другое, Подтяжка кожи, Уменьшение целлюлита
Приложение	Для коммерческих
Предоставляемое послепродажное обслуживание	Бесплатные запасные части, Онлайн-поддержка, Установка на месте, ввод в эксплуатацию и обучение, Видеотехническая поддержка, другое, Обслуживание и ремонт на месте
Особенность	Потеря веса, подтяжка кожи, уменьшение целлюлита
Функция	Похудение тела
Технологии	Импульсный электромагнит высокой интенсивности
Предоставляемое послепродажное обслуживание	Бесплатные запасные части, онлайн-поддержка, видео-техническая поддержка

Связаться с нами! Узнать больше!