



# ***C2 Vertical Magnetic Thin***

**Painless, sweat-free, convenient and fast**

# Multi-angle display



Simpler, higher smile  
No diet, no exercise







## Как работает эта машина?

Он использует импульсный электромагнитный импульс высокой интенсивности для наращивания мышц и тонуса живота, рук, ног и ягодиц.

# Bodybuilding fat burning Get in shape easily



Simpler, higher smile  
No diet, no exercise



## MUSCLE SHAPING MACHINE



### Наращивание мышц

Интенсивные сверхмаксимальные сокращения стимулируют реакцию мышц. Энергия восстанавливает внутреннюю структуру, вызывая повторный рост мышечных клеток, создание белков и цепочек мышечных волокон. Эта процедура приводит к более высокой плотности и объему мышц.



Можно выбрать различные стили и спецификации

#### Удаление жира

Наращивание мышечной массы улучшает высвобождение адреналина, что дает очевидный эффект, приводящий к сверхмаксимальным липолиз в жировых клетках.

#### Циркуляция лимфатической улучшение

Электромагнитные волны стимулируют гемоглобин, усиливают кровоток, лимфоток. Процедура увеличивает, что мертвые жировые клетки устраняются естественным путем.

#### Высокая интенсивность


TeslaSculpt на основе высокоинтенсивной магнитной энергии, которая могла бы охватывать большие скелетные мышцы человеческого тела, и этот высокий энергетический уровень позволяет мышце реагировать на глубокую перестройку ее внутренней структуры.

# Working principle

Using non-invasive High-Intensity Focused Magnetic Vibration (HIFEM) technology, Magnetite uses two oversized treatment handles to release high-frequency magnetic vibration energy, which penetrates to a depth of 8cm muscle tissue, induces continuous expansion and contraction of muscles, and achieves high-frequency extreme training, deep remodeling and growth of myofibrils (muscle enlargement), and the production of new collagen chains and muscle fibers (muscle hyperplasia), thereby training and increasing muscle density and volume.

The 100% extreme muscle contraction of HIFEM technology can trigger a large amount of fat breakdown. The fatty acid concentration is too high, causing the fat cells to die and be excreted by the body's normal metabolism within a few weeks.

Therefore, Magnetic Lisu can strengthen and increase muscle, and at the same time achieve the effect of reducing fat.



Более сильная стимуляция

Двухслойная катушка создает более сильные и сильные электромагнитные эффекты высокой интенсивности.

Технология жидкостного охлаждения

TeslaSculpt оснащен аппликаторами с жидкостным охлаждением, которые обеспечивают длительную работу без перегрева. 4 аппликатора магнитной стимуляции для решения всех ваших проблем независимо или одновременно.

## Effect comparison



emslim машина  
машина для лепки ем на продажу

эм стройная машина  
машина для скульптурирования тела ems  
ems машина для похудения тела  
машина для похудения ems

**Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами для получения более подробной информации о продукте  
24 часа онлайн!**